

PRODUCTS AVAILABLE WITH LITHIUM BATTERY TECHNOLOGY

For information on your specific mobility product's lithium-ion battery warranty, scan the QR code or visit

<https://www.pridemobility.com/technology/lithium-battery.asp>



Lithium Battery Advantage

We are excited that several Pride Mobility products are available with optional lithium batteries.

Lithium-ion technology provides:

- Faster charging time
- Sustained power performance
- Lighter battery weight
- More usable energy
- Longer battery life
- Smart battery protection

The FAA allows lithium batteries up to 300Wh on airplanes. Contact the airline directly and refer to 49 CFR 175.10(a)(17) for any additional requirements and conditions that might apply.

Refer to the following tables for specific product and battery information.

Power Chairs	Battery Size	Total Watt	Warranty
Jazzy® Carbon*	24V, 12Ah	288Wh	U.S., Canada, and France: 1-year limited Spain: 6-month limited
Jazzy® Passport (Travel Battery)*	25.2V, 10.4Ah	262Wh	U.S. and Canada: 13-month limited France: 1-year limited Spain: 6-month limited
Jazzy® Passport**	25.2V, 18.2Ah	458Wh	
Jazzy® Ultra Light (Travel Battery)*	25.2V, 10Ah	252Wh	
Jazzy® Ultra Light**	25.2V, 20Ah	504Wh	
Jazzy® EVO 613 Li**	25.6V, 32.4Ah	829Wh	U.S. and Canada: 3-year limited France: 1-year limited Spain: 6-month limited

Scooter/Travel	Battery Size	Total Watt	Warranty
i-Go™*	25.2V, 9.6Ah	242Wh	U.S., Canada, and France: 1-year limited Spain: 6-month limited
iRide® 2/iCRUISE*	37V, 5.2Ah	192Wh	
Go-Go® Carbon*	24V, 12Ah	288Wh	
Go-Go® Endurance Li 8Ah*	25.6V, 8Ah	204Wh	U.S. and Canada: 2-year limited France: 1-year limited Spain: 6-month limited
Go-Go® Endurance Li 16Ah Maxx**	25.6V, 16Ah	409Wh	
Go-Go® Super Portable*	25.6V, 11.7Ah	300Wh	
Pursuit 2**	25.6V, 50Ah	1280Wh	U.S. and Canada: 3-year limited France: 1-year limited Spain: 6-month limited
BAJA® Bandit**	38.4V, 20Ah	768Wh	
	38.4V, 40Ah	1536Wh	

***NOTE: Transport of this item on commercial aircraft is subject to federal regulations and airline policy. Please consult your airline prior to your flight to ensure your mobility device and its lithium-ion batteries are permitted.**

****NOTE: Batteries are not airline-compliant.**



PRODUITS DISPONIBLES AVEC LA TECHNOLOGIE DE BATTERIE AU LITHIUM

Pour plus d'informations sur la garantie de la batterie lithium-ion de votre produit de mobilité spécifique, scannez le code QR ou visitez
<https://www.pridemobility.com/technology/lithium-battery.asp>



Avantage de la batterie au lithium

Nous sommes ravis que plusieurs produits Pride Mobility soient disponibles avec des batteries au lithium en option. La technologie lithium-ion offre:

- Temps de charge plus rapide
- Performances énergétiques soutenues
- Poids de la batterie plus léger
- Plus d'énergie utilisable
- Durée de vie de la batterie plus longue
- Protection intelligente de la batterie

La FAA autorise les batteries au lithium jusqu'à 300 Wh dans les avions. Contactez directement la compagnie aérienne et reportez-vous au 49 CFR 175.10(a)(17) pour toute exigence et condition supplémentaire qui pourrait s'appliquer.

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour obtenir des informations spécifiques sur le produit et la batterie.

Scooters de mobilité	Taille de la batterie	Puissance totale	Garantie
Jazzy® Carbon*	24V, 12Ah	288Wh	États-Unis, Canada et France: 1 an limité Espagne: limitée à 6 mois
Jazzy® Passport (Travel Battery)*	25.2V, 10.4Ah	262Wh	États-Unis et Canada: Limitée de 13 mois France: 1 an limité Espagne: limitée à 6 mois
Jazzy® Passport**	25.2V, 18.2Ah	458Wh	
Jazzy® Ultra Light (Travel Battery)*	25.2V, 10Ah	252Wh	
Jazzy® Ultra Light**	25.2V, 20Ah	504Wh	
Jazzy® EVO 613 Li**	25.6V, 32.4Ah	829Wh	États-Unis et Canada: Limitée de 3 ans France: 1 an limité Espagne: limitée à 6 mois

Scooters de mobilité	Taille de la batterie	Puissance totale	Garantie
i-Go™*	25.2V, 9.6Ah	242Wh	États-Unis, Canada et France: 1 an limité Espagne: limitée à 6 mois
iRide® 2/iCRUISE*	37V, 5.2Ah	192Wh	
Go-Go® Carbon*	24V, 12Ah	288Wh	
Go-Go® Endurance Li 8Ah*	25.6V, 8Ah	204Wh	États-Unis et Canada: Limitée de 2 ans France: 1 an limité Espagne: limitée à 6 mois
Go-Go® Endurance Li 16Ah Maxx**	25.6V, 16Ah	409Wh	
Go-Go® Super Portable*	25.6V, 11.7Ah	300Wh	
Pursuit 2**	25.6V, 50Ah	1280Wh	États-Unis et Canada: Limitée de 3 ans France: 1 an limité Espagne: limitée à 6 mois
BAJA® Bandit**	38.4V, 20Ah	768Wh	
	38.4V, 40Ah	1536Wh	

***REMARQUE:** le transport de cet article à bord d'un avion commercial est soumis aux réglementations fédérales et à la politique des compagnies aériennes. Veuillez consulter votre compagnie aérienne avant votre vol pour vous assurer que votre appareil de mobilité et ses batteries lithium-ion sont autorisés.

****REMARQUE:** Les batteries ne sont pas conformes aux normes aériennes.



PRODUCTOS DISPONIBLES CON TECNOLOGÍA DE BATERÍA DE LITIO

Para obtener información sobre la garantía de la batería de iones de litio de su producto de movilidad específico, escanee el código QR o visite <https://www.pridemobility.com/technology/lithium-battery.asp>



Ventaja de la batería de litio

Estamos entusiasmados de que varios productos Pride Mobility estén disponibles con baterías de litio opcionales. La tecnología de iones de litio proporciona:

- Tiempo de carga más rápido
- Rendimiento de potencia sostenida
- Peso de la batería más ligero
- Más energía utilizable
- Mayor duración de la batería
- Protección de batería inteligente

La FAA permite baterías de litio de hasta 300Wh en aviones. Comuníquese directamente con la aerolínea y consulte 49 CFR 175.10(a)(17) para conocer los requisitos y condiciones adicionales que puedan aplicarse.

Consulte la siguiente tabla para obtener información específica sobre el producto y la batería.

Silla eléctrica	Tamaño de la batería	Vatios totales	Garantía
Jazzy® Carbon*	24V, 12Ah	288Wh	Estados Unidos, Canadá y Francia: Limitada de 1 año España: 6 meses limitada
Jazzy® Passport (Travel Battery)*	25.2V, 10.4Ah	262Wh	Estados Unidos y Canadá: 13 meses limitado Francia: 1 año limitada España: 6 meses limitada
Jazzy® Passport**	25.2V, 18.2Ah	458Wh	
Jazzy® Ultra Light (Travel Battery)*	25.2V, 10Ah	252Wh	
Jazzy® Ultra Light**	25.2V, 20Ah	504Wh	
Jazzy® EVO 613 Li**	25.6V, 32.4Ah	829Wh	Estados Unidos y Canadá: Limitada de 3 años Francia: 1 año limitada España: 6 meses limitada

Silla eléctrica	Tamaño de la batería	Vatios totales	Garantía
i-Go™*	25.2V, 9.6Ah	242Wh	Estados Unidos, Canadá y Francia: Limitada de 1 año España: 6 meses limitada
iRide® 2/iCRUISE*	37V, 5.2Ah	192Wh	
Go-Go® Carbon*	24V, 12Ah	288Wh	
Go-Go® Endurance Li 8Ah*	25.6V, 8Ah	204Wh	Estados Unidos y Canadá: Limitada de 2 años Francia: 1 año limitada España: 6 meses limitada
Go-Go® Endurance Li 16Ah Maxx**	25.6V, 16Ah	409Wh	
Go-Go® Super Portable*	25.6V, 11.7Ah	300Wh	
Pursuit 2**	25.6V, 50Ah	1280Wh	Estados Unidos y Canadá: Limitada de 3 años Francia: 1 año limitada España: 6 meses limitada
BAJA® Bandit**	38.4V, 20Ah	768Wh	
	38.4V, 40Ah	1536Wh	

***NOTA:** El transporte de este artículo en aviones comerciales está sujeto a las normas federales y la política de la aerolínea. Consulte a su aerolínea antes de su vuelo para asegurarse de que su dispositivo de movilidad y sus baterías de iones de litio estén permitidas.

****NOTA:** Las baterías no cumplen con las normas de las aerolíneas.

