

Modèle	Go Chair®
Code de produit	GoChair
Capacité pondérale	300 lb
Vitesse maximale ¹	Jusqu'à 5.95 km/h (3.7 mi/h)
Garde au sol ³	1.8" au moteur
Rayon de giration ³	25.5"
Longueur hors-tout ³	33" sans la plate-forme pour les pieds
Largeur hors-tout ³	25.5"
Roues pivotantes avant	6" solides
Roues motrices	9" solides
Roues pivotantes arrière	3" solides (anti-basculants)
Suspension	Limitée
Autonomie par charge ^{1,2}	Jusqu'à 21.24 km (13.2 miles) à 200 lb Jusqu'à 14 km (8.7 miles) à 300 lb
Pièces la plus lourde une fois l'appareil désassemblé ³	36 lb (section arrière)
Siège standard	Type: Compact, repliable Poids : 30 lb Matériau : Vinyle noir Dimensions : Largeur : 18", Profondeur : 17"
Système de freinage double	Régénératif et électromécanique
Électronique standard	40A, PG GC3
Batteries requises ⁴	(2) 18Ah, 12V, décharge profonde, Poids : 14 lb chacune
Chargeur de batteries	Externe, 2A
Garantie	Châssis : limité à 5 ans Motorisation : limité à 13 mois Électronique: limité à 13 mois Batteries: limité à 13 mois

¹ Varie selon le poids de l'utilisateur, le type de terrain, la capacité en ampère-heure des batteries, la charge des batteries, la condition des batteries et la condition et la pression des pneus. Cette spécification peut varier de ±10%.

² Testé selon les standards ANSI/RESNA, MC Vol 2, Section 4 et ISO 7176-4. Les résultats sont basés sur des calculs théoriques selon les spécifications des batteries ainsi que la performance de la motorisation de l'appareil. Test effectué à la capacité maximale de poids.

³ En raison des tolérances de fabrication et de l'amélioration continue des produits, cette spécification peut être sujette à des variations de ±3%.

⁴ Le poids des batteries peut varier en fonction du fabricant.

PRIDE[®]
MOBILITY
VIVEZ VOTRE MEILLEUR[®]

Beamsville, Ontario • 888-570-1113

pridemobility.ca |    

REMARQUE: Toutes les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Les informations contenues dans ce document sont correctes au moment de la publication; nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. La vitesse et l'autonomie varient en fonction du poids de l'utilisateur, du type de terrain, de la charge de la batterie, de l'état de la batterie et de la pression des pneus. En raison des tolérances de fabrication et de l'amélioration continue des produits, la longueur, la largeur, le rayon de braquage et la garde au sol peuvent être sujets à des écarts de ±3%. Les sièges sur commande spéciale ou de dimensions non standards ne sont pas rabattables à plat et réglables en profondeur.

CAFR_GOCHAIR_022820

GOCHAIR[®]

SORTEZ !



VIVEZ VOTRE MEILLEUR[®]

pridemobility.ca |    

SORTEZ

AVEC LE FAUTEUIL MOTORISÉ DÉMONTABLE #1



Démontage rapide pour le transport ou le stockage

Rangez vos articles à portée de main avec les bacs pratiques fixés sous le siège

Personnalisez votre Go Chair® avec un ou plusieurs accessoires en option

Le Go Chair® est le #1 en matière de portabilité! Avec un démontage facile d'une seule main, le Go Chair® vous permet voyager léger et d'être indépendant lors de vos déplacements. Profitez de deux bacs de rangement escamotables et d'un rayon de braquage compact pour une maniabilité exceptionnelle. Disponible dans une gamme de couleurs contemporaines, il est temps de sortir avec le Go-Chair !

Caractéristiques supplémentaires

- Siège 18" large x 17" profond, pivotant à 5 points avec levier de déverrouillage
- Rayon de braquage compact
- Deux bacs de rangement escamotables fixés sous le siège
- Appui-bras réglables en hauteur et en largeur
- Grande plate-forme pour les pieds
- Démontage facile d'une seule main
- Ceinture sous-abdominale de 60"
- La pièce la plus lourde ne pèse que 36 lb

Couleurs disponibles



Accessoires disponibles*

- Pince pour canne de marche installée sous l'appui-bras
- Support pour canne de marche ou béquille (3" de diamètre simple, 3" double)
- Porte-verre
- Ceinture sous-abdominale (50", 70")
- Support de bonbonne d'oxygène
- Support de montage arrière
- Sac double fixé sur l'appui-bras
- Drapeau de sécurité
- Housse de protection
- Chargeur USB pour petits appareils électroniques
- Boîtier de batteries supplémentaire

* Un seul accessoire peut être installé à l'arrière