

Le meilleur confort parmi les véhicules de voyage



GO-GO®
LX AVEC SUSPENSION CTS



Le **Go-Go® LX avec suspension Comfort-Trac (CTS)** offre un tout nouveau niveau de confort et de performance. La technologie CTS, première dans l'industrie, incorpore une suspension avancée pour améliorer l'absorption sur divers terrains. Le Go-Go® LX avec suspension CTS offre une capacité de poids de 300 lb, une autonomie allant jusqu'à 14,6 milles et une vitesse maximale de 4,4 mph. Les caractéristiques standard incluent un démontage très facile, un guidon delta avec prise de chargeur intégrée, des pneus noirs en polyuréthane non marquants, un phare à DEL et panier avant.



Suspension Comfort-Trac

PRIDE®
MOBILITY
VIVEZ VOTRE MEILLEUR®

| pridemobility.ca |



Caractéristiques SC54LX

Capacité de poids	300 lb
Vitesse maximale ¹	Jusqu'à 4.4 mph
Dégagement au sol ²	1.5" sous le moteur
Rayon de giration ²	44.75"
Longueur ²	41.75"
Largeur ²	20.5"
Pneus avant	2" x 7" solides
Pneus arrière	2.5" x 8" solides
Autonomie (Max.) ^{1,4}	Jusqu'à 10.5 miles (18 AH)
Poids total sans les batteries ⁵	90 lb
Pièce la plus lourde (lorsque désassemblé)	39 lb (section avant)
Siège	Type: Pliable, moulé, en plastique, recouvert de vinyle Poids: 23 lb Tissus: Vinyle noir Dimensions: Largeur: 17" Profondeur: 17"
Système de conduite	Moteur 24V DC avec mini-transaxe scellé
Système de freinage	Électronique, à disques régénérateurs
Batteries requises ^{3,5}	(2) batteries 12V, 18Ah, à décharge profonde Poids incluant le compartiment : 29.5lb Poids des batteries : 13.3lb ch
Chargeur	Externe, 2A
Couleurs	2 ensembles de coquilles de couleur inclus

En option:



Orion Yellow



Onyx Black



Pearl Pink



Sunburst Orange

Avantages

- Port de chargeur intégré sur le guidon
- Suspension avant et arrière Comfort-Trac pour plus de confort
- Chargeur externe permettant la recharge des batteries sur ou hors de l'appareil
- La toute nouvelle conception du châssis permet un démontage facile en 5 parties légères, ce qui est très pratique pour le transport et l'entreposage
- Poteau de siège monté sur la partie avant de l'appareil pour plus de stabilité
- 2 ensembles de coquilles de couleurs sont inclus avec chaque appareil pour plus de versatilité
- DEL longue durée à haute intensité le phare offre un éclairage optimal de la voie
- Le contrôleur à microprocesseur offre une gestion de l'alimentation et fonctionnalités de sécurité supplémentaires
- Pneus noirs non-marquants, légers au profil bas, exclusivité de Pride Mobility
- Panier avant inclus

Accessoires

- Boîtier de batterie supplémentaire 18AH
- Support de canne style clip
- Porte-canne / béquille (simple, double)
- Support de téléphone portable
- Porte-gobelet
- Porte-béquille avant-bras
- Ceinture 50"
- Support de réservoir d'oxygène
- Panier arrière
- Rétroviseur
- Sacoche
- Drapeau de sécurité
- Boîtier de rangement sous le siège (assemblage requis)
- Porte-marchette
- Housse de protection contre les intempéries
- Porte-béquille
- Chargeur USB XLR