



Jazzy air²

AUTONOMISATION

L'AVENIR DE LA MOBILITÉ EST ICI.



Élevez votre vie au niveau supérieur !

Au toucher d'un interrupteur, le siège du Jazzy Air² s'élève de 12 pouces en seulement 11 secondes. Avec un look élégant et plus moderne, ce fauteuil motorisé peut rouler en toute sécurité jusqu'à 4 mi/h tout en restant surélevé, permettant aux utilisateurs de profiter d'un engagement social en face à face. Grâce à la traction médiane semi-avant Mid-Wheel 6[®] et à la suspension Active-Trac[®], le Jazzy Air² offre des performances et une stabilité accrues tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

pridemobility.ca |



Spécifications Techniques

Capacité de poids	300 lb
Vitesse maximale¹	Jusqu'à 4.0 mi/h (positions non-élevée et élevée)
Dégagement au sol²	1" au support du moteur
Hauteur siège-sol	21.25" – 33"
Rayon de giration²	20.75"
Dimensions^{2,6}	Longueur: 41.93" Largeur: 23.19"
Type de manette	PG VR2
Roues motorisées	10" anti-crevaisons
Roues pivotantes	6" anti-crevaisons
Suspension	Active-Trac® avec technologie semi-avant
Autonomie^{1,4}	Jusqu'à 16.8 miles (U1) Jusqu'à 19.2 miles (40 Ah)
Poids des composantes⁵	Base: 230 lb ⁷ avec batteries U1 245 lb ⁷ avec batteries 40 Ah Batteries U1: 24.5 lb Batteries 40 Ah: 32.5 lb
Motorisation	2 moteurs semi-avants
Freins	Freins intelligents régénérateurs
Batteries³	(2) 12 V, U1 (2) 40 Ah
Chargeur	5 amp, externe
Garantie	5 ans limitée sur le châssis 13 mois limitée sur les batteries 2 ans limitée sur l'électronique 2 ans limitée sur les moteurs

- 1) L'autonomie et la vitesse varient selon le poids de l'utilisateur, le terrain, la charge et la condition des batteries ainsi que la pression des pneus. Cette spécification est sujette à une variation de +10%, -5%.
- 2) En raison des tolérances de fabrication et d'amélioration continue des produits. Cette spécification est sujette à une variation de + or -3%.
- 3) Requiert des batteries AGM ou au gel.
- 4) Testé conformément à la norme ANSI/RESNA, WC Vol. 2, Section 4. Résultats issus de calculs théoriques basés sur les spécifications des batteries et les performances du système d'entraînement. Test effectué à capacité de poids maximum.
- 5) Le poids des batteries peuvent varier selon le manufacturier.
- 6) Les dimensions indiquées concernent uniquement la base motorisée. Les dimensions hors-tout varient en fonction des sièges et des accessoires choisis.
- 7) Le poids comprend la base, le siège et les batteries.

NOTE: Ce produit est conforme aux standards ANSI/RESNA, ISO 7176 et EN12184. Toutes les spécifications peuvent être changées sans préavis.

Caractéristiques

- Siège sport inclinable à dossier haut ou assise solide. Le siège dispose d'un réglage de profondeur de 2". Choix de 16"x16"-18", 18"x18"-20", 20"x20"-22"
- Appui-bras réglables en angle, en hauteur et en profondeur
- Appui-tête réglable en hauteur
- Caractéristiques du siège élévateur récemment remodelé :
 - Une hauteur sol-siège abaissée de 2" permet maintenant à l'utilisateur de s'asseoir confortablement à une table ou un bureau de hauteur standard
 - Le siège s'élève et s'abaisse en 11 secondes à l'aide de l'interrupteur Air ou de la manette VR2
- Caractéristiques supplémentaires :
 - Conduite en toute sécurité à 4 mi/h en position surélevée
 - Plate-forme intégrée pour les pieds avec insertions anti-dérapantes en caoutchouc et ajustement de 2" pour un confort optimal, surélevé ou non.
 - Les lumières aux DEL offrent une visibilité dans tous les environnements
 - La suspension Active-Trac® avec la technologie Mid-Wheel 6® permet une stabilité maximale dans les positions surélevée et abaissée
 - Fourches pour roues pivotantes à un seul côté (simple versus double) pour une maniabilité accrue
 - Le compartiment de rangement sous le siège permet de garder vos objets de valeur accessibles


Accessoires

- Ceintures de: 50", 70", 80", 90"
- Support à canne
- Support de téléphone portable
- Support à verre
- Drapeau de sécurité
- Support à bonbonne d'oxygène
- Panier arrière
- Sac de rangement
- Support à marchette
- Housse de protection
- Chargeur USB XLR


Options

- Batteries AGM de 40 ampères
- Support de manette escamotable
- Coussins Stealth®

Couleurs



Nouvelles Couleurs Mates



Détaillants Pride® Autorisés