

<b>Modèles</b>	Jazzy® EVO 613 Jazzy® EVO 613 Li	
<b>Capacité maximale</b>	300 lb	
<b>Rayon de giration<sup>3</sup></b>	22"	
<b>Largeur hors-tout<sup>3</sup></b>	22"	
<b>Longueur hors-tout<sup>3</sup></b>	41" avec repose-pieds (35" sans repose-pieds)	
<b>Vitesse maximale<sup>2</sup></b>	Jusqu'à 8.2 km/h (5.1 mph)	
<b>Garde au sol<sup>3</sup></b>	2.5" au moteur	
<b>Roues avant</b>	5" solide	
<b>Roues motrices</b>	13" solide	
<b>Roues arrière</b>	5" solide	
<b>Motorisation</b>	2 moteurs, en ligne, traction semi-avant	
<b>Système de freinage</b>	Électromécanique, régénératif	
<b>Type de suspension</b>	Active-Trac® (ATX)	
<b>Dimensions des sièges à dossier haut</b>	<b>Siège à dossier haut:</b> 16" x 16-18" 18" x 18-20" 20" x 18-20"	<b>Siège Synergy®:</b> 16-20" x 16-20"
<b>Plage des hauteurs siège-sol</b>	19.75" - 21.25"	
<b>Autonomie par charge<sup>2,5</sup></b>	<b>EVO 613:</b> 23.2 km (14 miles) @ 300 lb 27.4 km (17.1 miles) @ 200 lb <b>EVO 613 Li:</b> 28.3 km (17.6 miles) @ 300 lb; 33.8 km (21 miles) @ 200 lb	
<b>Électronique standard</b>	40A, PG GC3	
<b>Poids des composantes</b>	Base motrice: 94 lb Siège à dossier haut: 48 lb (18" de large) Siège Synergy: 62.8 lb <sup>7</sup> Batteries U1 (2): 23.5 lb chaque <sup>6</sup> Li-ion battery (1): 18.5 lb <sup>6</sup>	
<b>Poids total<sup>1</sup></b>	<b>EVO 613:</b> 189 lb <b>EVO 613 Li:</b> 160.5 lb	
<b>Batteries requises<sup>4</sup></b>	<b>EVO 613:</b> (2) 12 volt, U-1 <b>EVO 613 Li:</b> (1) Lithium 25.6V, 32.4Ah	
<b>Chargeur de batteries</b>	Externe, 3.5 A	
<b>Garantie</b>	Châssis : 5 ans, limitée Motorisation : 2 ans, limitée Électronique: 2 ans, limitée Batteries U1: 13 mois, limitée Batterie Li-Ion : 3 ans, limitée	

- 1 Le poids total inclut la base motrice, le siège et les batteries.
- 2 Varie selon le poids de l'utilisateur, le type de terrain, la capacité en ampères-heures (AH) des batteries, le niveau de charge et la condition des batteries, et la condition et la pression des pneus. Cette spécification peut varier de +/- 10%.
- 3 En raison des tolérances de fabrication et de l'amélioration continue des produits, cette spécification peut être sujette à des variations de +/- 3%.
- 4 AGM ou cellules de gel requises pour les batteries U-1.
- 5 Testé selon les standards ANSI/RESNA, MC Vol 2, Section 4 et ISO 7176-4. Les résultats sont basés sur des calculs théoriques selon les spécifications des batteries ainsi que la performance de la motorisation de l'appareil. Test effectué à la capacité maximale de poids.
- 6 Le poids des batteries peut varier en fonction du fabricant.
- 7 Le poids indiqué comprend le siège TRU-Comfort, les appuis-bras et la manette.



Jazzy® EVO 613 montré en Sugar Plum avec système de siège Synergy

**PRIDE**<sup>®</sup>  
MOBILITY  
VIVEZ VOTRE MEILLEUR<sup>®</sup>

Beamsville, Ontario • 888-570-1113

pridemobility.ca |

NOTE: Toutes les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Les informations contenues dans ce document sont exactes au moment de la publication; nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. La vitesse et l'autonomie varient en fonction du poids de l'utilisateur, du type de terrain, de la charge de la batterie, de l'état de la batterie et de la pression des pneus. En raison des tolérances de fabrication et de l'amélioration continue des produits, la longueur, la largeur, le rayon de braquage et la garde au sol peuvent être sujets à des écarts de +/- 3%. Les sièges en commande spéciale ou de dimensions non standards ne sont pas rabattables à plat et réglables en profondeur.

0004008-020422

**Jazzy**<sup>®</sup>  
**EVO 613 SERIES**

**NOTRE JAZZY<sup>®</sup>**  
**LE PLUS ÉTROIT**



**INSISTEZ TOUJOURS SUR LE LITHIUM-ION**  
pridemobility.ca

# NOTRE JAZZY® LE PLUS ÉTROIT



## BATTERIE LITHIUM-ION (Disponible sur le Jazzy® EVO 613 Li)

- Temps de charge plus rapide
- Puissance performante soutenue
- Poids plus léger
- Plus d'énergie utilisable
- Durée de vie plus Longue

Appui-bras ajustables  
en hauteur, largeur et  
en angle

Siège pivotant  
ajustable en profon-  
deur avec mousse  
mémoire et dossier  
haut à inclinaison  
limitée

Base motrice étroite  
22" de large

Accès pratique au con-  
trôle et aux batteries  
pendant que l'utilisateur  
reste assis

Roues motrices 13"

Capots de couleur  
amovibles

La technologie de traction semi-avant  
offre une stabilité maximale

## Insistez toujours sur le lithium-ion !

La toute nouvelle série Jazzy® EVO 613 est arrivée !  
La série Jazzy® EVO 613 offre la liberté de naviguer  
dans les petits espaces et les coins étroits à l'intérieur  
avec une base étroite qui fait seulement 22" de large.  
Le Jazzy® EVO 613 Li utilise une batterie lithium-ion  
qui offre une durée de vie plus longue et une charge  
plus pratique.

## Caractéristiques

- Vitesse maximale de 8.2 km/h
- Traction Médiane avec pneus de 13" de diamètre
- Base étroite de seulement 22" de large
- Panneaux de couleur amovibles au fini mat
- Accès au contrôleur et aux batteries sans que l'utilisateur ait besoin de sortir du fauteuil
- Siège en mousse à mémoire de style confort avec poteau de siège unique permettant à l'utilisateur de pivoter
- Suspension brevetée Active-Trac® (ATX) de Pride
- Technologie de traction médiane Mid-Wheel 6®

## Couleurs disponibles



## Accessoires

- Support à canne
- Support à cellulaire
- Porte-verre
- Drapeau
- Support à bonbonne d'oxygène
- Panier arrière
- Sac à double pochettes pour appui-bras
- Support à marchette
- Bâche de protection pour les intempéries
- Chargeur XLR USB

## Options

- Appui-jambes éleveurs
- Appuis-pieds escamotables
- Plate-forme de pied en forme de cloche
- Ancrages pour le transport inoccupé