

Beamsville, Ontario 888-570-1113 pridemobility.ca













MODÈLE	JAZZYAIR® 2	Jazzy® Ultra Light	JAZZY® CARBON	GO CHAIR® MED	JAZZY EVO 613® SERIES	JAZZY <sup>®</sup> EVO 614 / 614 HD
CAPACITÉ DE POIDS MAXIMALE	136 kg (300 lb)	136 kg (300 lb)	136 kg (300 lb)	136 kg (300 lb)	136 kg (300 lb)	136 kg (300 lb) / HD 204kg (450 lb)
RAYON DE GIRATION 1	24.25"	33.2"	24."	25.5"	22"	22."
LARGEUR 1	23.19"	24.5"	24"	23"	22"	25.4"
LONGUEUR 1	33.21″ <b>2</b>	40.9"	37"	28.5″ <b>2</b>	35″ <b>²</b>	40.5"
VITESSE MAXIMALE 3	Jusqu'à 6.4 km/h (positions non-élevée et élevée)	Jusqu'à 6 km/h	Jusqu'à 6 km/h	- Jusqu'à 6 km/h	Jusqu'à 8.2 km/h	Jusqu'à 6.8 km/h HD Jusqu'à 7.85 km/h
DÉGAGEMENT AU SOL 1	1" au support du moteur	2"	2"	1.75" au moteur	3" au milieu du cadre	3" au milieu du cadre
ROUES AVANTS <sup>1</sup>	6" solides	8" solides	7" pivotantes solides	6" pivotantes solides	5" solides	6" pivotantes solides
ROUES MOTRICES <sup>1</sup>	10" solides	10.7" solides	8.5" solides	9" solides	13" solides	14" solides
ROUES ARRIÈRES <sup>1</sup>	6" solides	2" anti-basculants solides	1.75" anti-basculants solides	2" anti-basculants solides	5" solides	6" pivotantes solides
GROUPE MOTOPROPULSEUR	2 moteurs, à traction semi-avant, Mid-Wheel 6®	2 moteurs, à propulsion	2 moteurs, à propulsion	2 moteurs, à propulsion	2 moteurs, à traction semi-avant, Mid-Wheel 6®	2 moteurs, à traction semi-avant, Mid-Wheel 6®
SYSTÈME DE FREINAGE	Régénératifs et electromécaniques	Régénératifs et electromécaniques	Régénératifs et electromécaniques	Régénératifs et electromécaniques	Régénératifs et electromécaniques	Régénératifs et electromécaniques
SUSPENSION	Active-Trac® (ATX) avec la technologie Mid-Wheel 6®	Limitée	Limitée	N/A	Active-Trac® (ATX)	Active-Trac® (ATX)
SIÈGE À DOSSIER HAUT (DIMENSIONS MAXIMALES <sup>1</sup>	20"L x 22"P	N/A	N/A	20"L x 18"P	20"L x 20"P	22"L x 22"P
PLAGE DE HAUTEUR SOL-SIÈGE 1	21.2-33"	21.25"	20.25" avec le coussin standard 18.75" sans le coussin	N/A	Dossier haut : 19.75"-21.25"	22"-24"
SIÈGE SYNERGY® 1	N/A	N/A	N/A	N/A	20"L x 20"P	N/A
YNERGY® HAUTEUR SIÈGE/SOL 1	N/A	N/A	N/A	N/A	Synergy® : 17.5″-18.5″	N/A
SIÈGE ÉLÉVATEUR MOTORISÉ	Standard	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TRU-BALANCE®	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CONTRÔLE SPÉCIALISÉ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ÉLECTRONIQUE	40A, PG VR2	30A, PG GC3	35A, Micon	40A, PG GC3	40A, PG GC3	60A, Dynamic LiNX
TYPE DE BATTERIES	(2) 12V, U1 (inclus) (2) 40 Ah (optionnel)	(1) 25.2V, 10Ah Lithion Ion (inclus) (1) 25.2V, 20Ah Lithion Ion (optionnel)	(1) 24V, 12 Ah Lithium Ion	(2) 12V, 20 Ah (inclus)	<b>EVO 613 Li:</b> (1) 25.6V, 32.4 Ah Lithium lon; <b>EVO 613:</b> (2) 12V, U-1	(2) 12V, NF-22 (inclus)
CHARGEUR	5A, externe	3.5A, externe	2A, externe	2A, externe	3.5A, externe	5A, externe
AUTONOMIE 3,6	Jusqu'à 27 km à 220 lbs. Jusqu'à 24 km à 300 lbs.	10Ah: 12.9 km / 8 mi à 200 lb / 90.72 kg 11.3 km / 7 mi à 300 lb / 136.1 kg 20Ah: 26.3km / 16.4mi à 200lb/90.72kg 32.1 km/14.4 mi à 300 lb / 136.1 kg	Jusqu'à 15 km	Jusqu'à 19.5 km à 200 lbs. Jusqu'à 15.7 km à 300 lbs.	<b>EVO 613 Li:</b> Jusqu'à 33.8 km à 200 lbs.; Jusqu'à 28.3 km à 300 lbs. <b>EVO 613:</b> Jusqu'à 27.5 km à 200 lbs.; Jusqu'à 22.6 km à 300 lbs.	<b>EVO 614:</b> Jusqu'à 34.6 km à 200 lbs Jusqu'à 30.6 km à 300 lbs. <b>EVO 614 HD:</b> Jusqu'à 34.6 km à 200 l Jusqu'à 20.9 km à 450 lbs.
POIDS DES BATTERIES 8	11.1 kg (24.5 lb) chaque (U1), 14.7 kg (32.5 lb) chaque (40 Ah)	Batterie 10Ah : 4.96 lb / 2.25 kg Batterie 20Ah : 7.4 lb / 3.4 kg	1.8 kg (4 lb) (1 Batterie lithium-lon)	14.2 kg (31.4 lb) (boitier de batterie)	<b>EVO 613 Li:</b> 8.3 kg (18.5 lb) (1 Batterie lithium-lon) <b>EVO 613:</b> 10 kg (23.5 lb) chaque (2 Batteries SLA)	16.8 kg (37 lb) chaque
PIÈCE LA PLUS LOURDE 5	82 kg (180 lb) avec siège <sup>9</sup>	Fauteuil assemblé <sup>11</sup> : 32.6 lb / 14.8 kg	18 kg (39.6 lb) Section arrière <sup>7</sup>	16.3 kg (36 lb) (section arrière)	42.6 kg (94 lb) (base)	57 kg (125.5 lb)
POIDS DU SIÈGE STANDARD	N/A	N/A	N/A	16.8 kg (37 lb)	22.6 kg (50 lb)	26.2 kg (57.8 lb) haut dossier
MENSIONS DU SIÈGE STANDARD	16" x 16" - 18" 18" x 18" - 20" 20" x 20" - 22"	18" × 18"	17" x 17"	18"×18" 20"×18"	16" x 16" - 18" 18" x 18" - 20" 20" x 18" - 20"	18" x 18" - 20" 20" x 18" - 20" 22" x 20" - 22"
GARANTIE	5 ans limitée sur le châssis; 24 mois limitée sur l'électronique; 24 mois sur les moteurs; 13 mois sur les batteries	5-year limited on frame; 12-month limited on electronics; 12-month on drive motors; 12-month on batteries	5 ans limitée sur le châssis; 12 mois limitée sur l'électronique; 12 mois sur les moteurs; 12 mois sur les batteries	5 ans limitée sur le châssis; 24 mois limitée sur l'électronique; 24 mois sur les moteurs; 13 mois sur les SLA batteries	5 ans limitée sur le châssis; 24 mois limitée sur l'électronique; 24 mois sur les moteurs; 3 ans sur les batteries lithium 13 mois sur les batteries SLA	5 ans limitée sur le châssis; 24 mois limitée sur l'électronique 24 mois sur les moteurs; 13 mois sur les batteries

Étant donné, les variantes acceptables et l'amélioration des procédures de fabrication, ces mesures peuvent varier de +/- 3%. Ces dimensions sont pour la base motrice seulement. Les dimensions hors tout peuvent varier car elles dépendent su siège et des accessoires

Les informations contenues dans cette brochure sont exactes au moment de sa publication. Nous nous réservons le droit de faire des changements sans préavis.

<sup>2)</sup> Sans les appui-pieds.

<sup>3)</sup> Varient selon le poids de l'utilisateur, le terrain, la charge et la condition des batteries ainsi que la pression des pneus.

<sup>4)</sup> La capacité de poids est réduite à 400 lb (181 kg) pour les configurations de siège de 18" de profondeur.

<sup>5)</sup> N'inclus pas le poids du siège ou des batteries.

<sup>6)</sup> Testé conformément à la norme ANSI/RESNA, WC Vol. 2, Section 4. Résultats issus de calculs théoriques basés sur les spécifications des batteries et les performances du système d'entraînement. Test effectué à capacité de poids maximum. Cette spécification est sujette à une variation de +10%, -5%.

<sup>7)</sup> Poids du siège inclus. L'appareil n'est pas démontable.

<sup>8)</sup> Le poids des batteries peuvent varier selon le manufacturier.

Poids du siège inclus (étant donné que des outils sont nécessaire pour retirer le siège).
Poids des batteries non-inclus.

<sup>10)</sup> Testé avec les batteries Interceptor U1.

<sup>11)</sup> Ne comprend pas le boîtier de batterie, le coussin et le porte-gobelet.