

Modèle	Maxima
Code de commande	3 Roues (3R): SC901; 4 Roues (4R): SC941
Capacité de poids	500 lb
Vitesse maximale ¹	Jusqu'à 9.3 km/h
Garde au sol ²	3R: 2.5" au moteur; 4R: 2.25" au moteur
Rayon de giration ²	3R: 49"; 4R: 53"
Longueur hors-tout ²	47.5"
Largeur hors-tout ²	27" (excluant les appui-bras)
Hauteur siège-sol ²	(3W/4W): 22.1" – 24.1" Avec siège élévateur (PES): 22.32" – 28.57"
Hauteur siège-plancher ²	(3W/4W): 17.13" – 19.13" Avec siège élévateur (PES): 17.36" – 23.61"
Roues avant ²	3R: 10" x 3.6" solides 4R: 10" x 3.6" solides
Roues arrière ²	10.75" x 3.6" solides
Suspension	N/D
Autonomie par charge ^{1,4}	3R: Jusqu'à 31.8 km 4R: Jusqu'à 31.3 km
Poids total avec et sans les batteries ⁶	3R (sans les batteries): 183.5 lb 3R (avec les batteries): 256.5 lb 4R (sans les batteries): 196.8 lb 4R (avec les batteries): 269.8 lb
Pièces la plus lourde une fois l'appareil démonté ²	Appareil (sans le siège ni les batteries) 3R: 130.3 lb 4R: 143.6 lb
Siège Standard ²	Type: Ajustable en profondeur, dossier haut Poids: 53.2 lb Matériau: Vinyle noir Dimensions: 22" x 18"-20" (ajustable en profondeur) Hauteur du dossier: 19.75"
Motorisation	Boîte-pont scellée, Moteur 24V CC
Système de freinage double	Regénératif et électromécanique
Batteries Requises ^{3,5}	Type: (2) Gel, 12V, 58Ah, NF-22 Poids: 36.5 lb chaque
Chargeur de batteries	Externe, 5A
Garantie	Châssis: À vie limitée Motorisation: 2 ans, limitée Électronique: 2 ans, limitée Batteries: 13 mois, limitée
Options de couleurs	Garnet Red (rouge mat) Ocean Blue (bleu mat)

1 Varie selon le poids de l'utilisateur, le type de terrain, la capacité en ampère-heure (Ah) des batteries et la condition des batteries et des pneus. Ces spécifications prudent varier de ±10%.

2 En raison des tolérances de fabrication et de l'amélioration continue des produits, cette spécification peut être sujette à des variations de ±3%.

3 AGM ou aux cellules de gel requises.

4 Testé selon les standards ANSI/RESNA, WC Vol. 2, Section 4 et ISO 7176-4. Les résultats sont basés sur des calculs théoriques selon les spécifications des batteries ainsi que la performance de la motorisation de l'appareil. Test effectué à la capacité maximale de poids.

5 Le poids des batteries peut varier en fonction du fabricant.

6 Comprend le poids du siège standard.

PRIDE[®]
MOBILITY
VIVEZ VOTRE MEILLEUR[®]

Beamsville, Ontario • 888-570-1113

pridemobility.ca |    

NOTE: Toutes les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Les informations contenues dans ce document sont exactes au moment de la publication; nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. La vitesse et l'autonomie varient en fonction du poids de l'utilisateur, du type de terrain, de la charge de la batterie, de l'état de la batterie et de la pression des pneus. En raison des tolérances de fabrication et de l'amélioration continue des produits, la longueur, la largeur, le rayon de braquage et la garde au sol peuvent être sujets à des écarts de ±3%. Les sièges sur commande spéciale ou de dimensions non standards ne sont pas rabattables à plat et réglables en profondeur.

0002977-05-02-22

MAXIMA

**ROBUSTE
À SOUHAIT
POUR
UN MAXIMUM DE
PERFORMANCE**



LIVE YOUR BEST[®]
pridemobility.ca

PERFORMANCE À TOUTE ÉPREUVE



Ensemble complet d'éclairage DEL

Levier d'ajustement de la colonne de direction à position infinie (verrouillage mécanique)



TOUT NOUVEAU DESIGN !

NOUVEAU ! Ajustement de la colonne de direction

- Levier d'ajustement de la colonne de direction à position infinie (verrouillage mécanique)

NOUVEAU ! Siège

- Siège à dossier haut ajustable en profondeur 22"x 18"-20"
- Inclinaison du dossier limitée à 106°
- Siège pivotant 4 positions (sans glissières)
- Appui-tête 7" large avec 3" d'ajustement en hauteur

NOUVEAU ! Chargeur USB intégré à la colonne de direction pour un chargement pratique des téléphones intelligents et des appareils électroniques portables

NOUVEAU ! L'ensemble complet d'éclairage à DEL

comprend les phares avant, les clignotants et les feux arrière

NOUVEAU ! La luminosité de l'écran du voltmètre s'ajuste automatiquement en fonction de l'intensité de la lumière ambiante


NOUVEAU ! Le guidon Delta avec poignées ergonomiques enveloppantes vous permet de conduire le scooter d'une seule main

- Autonomie améliorée
- Pares-chocs avant et sur les côtés pour le 3R et sur les côtés seulement pour le 4R
- Port de charge XLR sur la colonne de direction

Console

- Voltmètre ambiant
- Klaxon
- Interrupteur pour les lumières
- Interrupteur à clé marche/arrêt
- Contrôle de vitesse
- Bouton de clignotant

Couleurs



Garnet Red (matte)

Ocean Blue (matte)

Options

- Siège élévateur électrique (PES) disponible sur le 3R et le 4R
- 6.25" de hauteur supplémentaire pour accéder aux armoires, aux comptoirs et à d'autres articles hors de portée

Accessoires

- Rétroviseur supplémentaire
- Panier arrière
- Porte-verre
- Pare-choc arrière (3R et 4R)
- Support à béquilles d'avant-bras (Canadiennes)
- Pochettes de rangement doubles pour appui-bras
- Support à bonbonne d'oxygène
- Drapeau de sécurité
- Support à canne
- Support à canne(s) simple/double
- Support à quadripode
- Housses contre les intempéries
- Support à béquilles