



ULTRAFABRICS®
ULTRALEATHER™

Les tissus **Ultrafabrics® Ultraleather™** sur les fauteuils autosouleveur de Pride® offrent un motif de grain richement détaillé représentant un cuir de première qualité. Les produits en polyuréthane d'Ultrafabrics® sont fabriqués à partir de La technologie Tukumi™, un procédé de laboratoire à 4 couches permettant de créer un tissu polyuréthane luxueux, durable et confortable.



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Sensation riche et motif de grain naturel reproduisant un cuir luxueux et doux au toucher
- Prouvé cliniquement plus résistant aux changements de température que le vinyle et le cuir véritable pour le confort
- La surface antimicrobienne se nettoie sans effort avec de l'eau et du savon



CRYPTON®
| super fabric

Les **super tissus Crypton®** des fauteuils auto-souleveur Pride® ne sont pas seulement luxueux, durables et contemporains, ils résistent également aux déversements, taches, odeurs et bactéries. Rien ne dépasse l'unique procédé Crypton® d'intégration des fibres breveté, protégeant votre rembourrage à l'intérieur comme à l'extérieur.



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- 100% résistant à l'eau - les déversements s'essuient facilement
- Les seuls les tissus qui peuvent être désinfectés et qui sont approuvés par l'EPA (Environmental Protection Agency aux États-Unis).
- Technologie permanente qui ne va pas se détacher des tissus
- Garantie de 5 ans sur la barrière anti-humidité



sta★kleen®
PERFORMANCE FABRIC

Les **tissus Lexis Sta-Kleen®** sont une révolution dans les faux cuir d'ameublement - les premiers tissus en uréthane résistants aux taches. Les tissus Sta-Kleen® offrent une protection permanente, créée avec un processus de collage exclusif inhérent au processus de fabrication du produit. Ce n'est pas une application en surface, elle durera toute la vie du revêtement.



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Apparence du cuir véritable, mais avec une durabilité sans souci
- Résistance exceptionnelle, résistance à l'abrasion et stabilité UV
- Le «pare-taches» permet d'éliminer les éclaboussures à l'aide d'un chiffon et il est anti-bactérien



La conception de haute qualité exclusive des fauteuils auto-souleveur de Pride offrent:

- Cadres de qualité supérieure en bois dur stratifié de qualité mobilier pour plus de solidité et de durabilité
- Vérin de levage à usage intensif et mécanisme à ciseaux pour une longue durée de vie du fauteuil
- Système de levage doux et silencieux
- Rembourrage de fibres à haute résilience pour un confort maximum
- Options de tissu pour répondre à tous les besoins et décor

De plus, les modèles de fauteuils auto-souleveur de Pride sont faciles à utiliser, disponibles dans une grande variété de choix de tissus élégants et de haute qualité et possèdent le plus haut niveau de durabilité et de longévité disponible sur le marché.

MANETTES						
EXEMPLES DE MANETTES STANDARDS TEL QU'INDIQUÉ DANS LA GRILLE			MANETTES OPTIONELLES			
"EASY TOUCH" FACILE À ACTIONNER	"EASY TOUCH" FACILE À ACTIONNER, MUNIE D'UN PORT USB	"EASY TOUCH" FACILE À ACTIONNER, MUNIE D'UN PORT USB, POSITIONS INFINIES	INTERRUPTEUR À BASCULE	INTERRUPTEUR À BASCULE AVEC CHALEUR & MASSAGE	DEUX MOTEURS AVEC CHALEUR & MASSAGE	STANDARD CHALEUR & MASSAGE



#1 En Amérique Du Nord
Fauteuils Auto-Souleveurs

PRIDE®
FAUTEUILS AUTO-SOULEVEURS
INCLINABLES

Les informations contenues dans cette brochure sont exactes au moment de sa publication. Nous nous réservons le droit de faire des changements sans préavis.

PRIDE®
FAUTEUILS AUTO-SOULEVEURS
INCLINABLES

#1 En Amérique Du Nord
Fauteuils Auto-Souleveurs

Beamsville, Ontario | pridemobility.ca |

PRIDE
MOBILITY
COLLECTION DE FAUTEUILS
AUTO-SOULEVEURS
INCLINABLES



ELEGANCE
COLLECTION

HERITAGE
COLLECTION

essential
COLLECTION

COLLECTION	ELEGANCE COLLECTION				HERITAGE COLLECTION						ESSENTIAL COLLECTION			
GRANDEUR	Moyen	Petit	Moyen	Grand	Petit (siège bas et large)	Petit	Moyen	Grand	Très Large	Extra Large	Très Petit (siège très bas et très étroit)	Moyen	Moyen	Moyen
MODÈLE	LC-108	LC-570S	LC-570M	LC-570L	LC-358PW	LC-358S	LC-358M	LC-358L	LC-358XL	LC-358XXL	LC-102	LC-104	LC-106	LC-107
POSITIONS	Positions Infinies	3-positions	2-Positions	3-positions	3-positions	3-positions	Positions Infinies							
MANETTE	"Easy Touch" facile à actionner, munie d'un port USB, positions infinies	"Easy Touch" facile à actionner, munie d'un port USB	"Easy Touch" facile à actionner, munie d'un port USB	"Easy Touch" facile à actionner, munie d'un port USB	"Easy Touch" facile à actionner, munie d'un port USB	"Easy Touch" facile à actionner, munie d'un port USB	"Easy Touch" facile à actionner, munie d'un port USB	"Easy Touch" facile à actionner, munie d'un port USB	"Easy Touch" facile à actionner, munie d'un port USB	"Easy Touch" facile à actionner, munie d'un port USB	"Easy Touch" facile à actionner	"Easy Touch" facile à actionner, munie d'un port USB	"Easy Touch" facile à actionner, munie d'un port USB	"Easy Touch" facile à actionner, munie d'un port USB, positions infinies
TYPE DE DOSSIER	Dossier Coussins (le coussinage du dossier est entièrement amovible et réglable)	Fibres Creuses Dossier Coussins	Dossier piqué à coussins doubles	Dossier piqué à coussins doubles	Dossier piqué à coussins doubles	Dossier piqué à coussins doubles								
TYPE D'ASSISE	Siège de ressort sinueux (Coussin de siège entièrement amovible et ajustable)	"Confort Ultime"	Siège de ressort sinueux (Coussin de siège entièrement amovible et ajustable)	Siège de ressort sinueux (Coussin de siège entièrement amovible et ajustable)	Siège de ressort sinueux	Siège de ressort sinueux	Siège de ressort sinueux							
EXTENSION D'APPUI-PIED	Standard	Optionnel	Optionnel	Standard	Standard	N/A	Standard	Standard	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Standard
ADDITIONAL FEATURES	Coussin lombaire, housses d'appui-tête et d'appui-bras standards	Housses d'appui-tête et d'appui-bras standards	Housses d'appui-tête et d'appui-bras standards	Housses d'appui-tête et d'appui-bras standards	Housses d'appui-tête et d'appui-bras standards	Housses d'appui-tête et d'appui-bras standards	Housses d'appui-tête et d'appui-bras standards	Housses d'appui-tête et d'appui-bras standards	Housses d'appui-tête et d'appui-bras standards	Housses d'appui-tête et d'appui-bras standards	Housses d'appui-tête et d'appui-bras standards	N/A	Housses d'appui-tête et d'appui-bras standards	Coussin lombaire, housses d'appui-tête et d'appui-bras standards
USER HEIGHT RANGES**	5'4" - 6"	5'3" et moins	5'4" - 5'9"	5'10" et plus	5'3" et moins	5'3" et moins	5'4" - 5'9"	5'10" et plus	5'6" - 6'1"	5'6" - 6'1"	5'2" et moins	5'4" - 5'9"	5'4" - 5'9"	5'4" - 5'9"
HAUTEUR SOL-SIÈGE	19"	18.5"	19.5"	20.5"	19"	19"	20"	21"	20"	20"	16.5"	17.5"	18"	19"
LARGEUR DU SIÈGE	19.5"	17"	18.5"	20.5"	24"	18.5"	20"	22.5"	26"	30"	17"	19.5"	20"	20.5"
PROFONDEUR DU SIÈGE	20"	19.5"	19.5"	21.5"	18.5"	19"	20"	21.5"	22"	22"	16.5"	18.5"	19"	19"
PROFONDEUR D'ASSISE AVEC REPOSE-PIED ÉLEVÉ	38.5"	36.5"	36.5"	42"	38.5"	38.5"	40"	41"	38.5"	39"	32.5"	33.5"	38"	37"
HAUTEUR DOSSIER-SIÈGE	30"	23.5"	26"	27"	23.5"	24.5"	26"	25"	28"	29"	24.5"	23"	25"	25"
LARGEUR TOTALE DU FAUTEUIL	30.5"	33.5"	34.5"	35.5"	39.5"	33.5"	33.5"	36"	39.5"	43"	26"	29.5"	34"	34.5"
PROFONDEUR TOTALE DU FAUTEUIL	36.5"	37"	37.5"	40"	36.5"	37"	37"	37"	41"	43"	33.5"	36"	36"	35.5"
HAUTEUR TOTALE DU FAUTEUIL	48"	41"	44.5"	45.5"	41.5"	41.5"	43.5"	44"	46"	47"	40"	39.5"	43"	43"
DISTANCE AVEC LE MUR	26.5"	16.5"	19"	19.5"	17"	17"	17"	18"	18.5"	10"	16"	16.5"	18"	22"
POIDS DU FAUTEUIL	136 lb	110 lb	113 lb	114 lb	130 lb	118 lb	117 lb	120 lb	159 lb	168 lb	106 lb	106 lb	106 lb	116 lb
CAPACITÉ DE POIDS	375 lb	375 lb	375 lb	375 lb	375 lb	375 lb	375 lb	375 lb	500 lb	600 lb	250 lb	325 lb	325 lb	325 lb
GARANTIE	7 ans Pro-rata	7 ans Pro-rata	7 ans Pro-rata	7 ans Pro-rata	7 ans Pro-rata	7 ans Pro-rata	7 ans Pro-rata	7 ans Pro-rata	7 ans Pro-rata	7 ans Pro-rata	1 an Limité	1 an Limité	1 an Limité	1 an Limité

GUIDE DE SÉLECTION DES TISSUS	STANDARD	<p>Cloud 9 BLACK CHERRY PACIFIC STONE WALNUT</p>	<p>Cloud 9 BLACK CHERRY PACIFIC STONE WALNUT</p>	<p>Cloud 9 STONE WALNUT</p>	<p>Darby JAZA MIDNIGHT PEWTER</p>
	OPTIONNEL	<p>Lexis Sta-Kleen® MUSHROOM BLACK BURGUNDY CHESTNUT</p>	<p>Crypton Aria® ESPRESSO SAND COOL GRAY RED</p>	<p>Ultraleather™ BUFF FUDGE GARNET PECAN CHARCOAL</p>	<p>Lexis Sta-Kleen® CHESTNUT</p>

GUIDE DES POSITIONS						
VUE DES FAUTEUILS						
2-Positions	Permet d'atteindre les positions relevée, assise, lecture et relaxation.					
3-Positions	Permet d'atteindre les positions relevée, assise, lecture, relaxation et sieste.					
Positions Infinies	Les fauteuils à position infinie offrent un réglage indépendant de l'assise et du dossier, ce qui permet de régler l'angle de l'assise et du dossier à n'importe quel endroit, dans les limites des possibilités de ce modèle. Le fauteuil à position infinie permet l'inclinaison la plus profonde disponible.					



Remarque : Les mesures peuvent varier de ±1". Spécifications sujettes à changement sans préavis. Les informations contenues dans cette brochure sont exactes au moment de sa publication. Nous nous réservons le droit de faire des changements sans préavis.

<p>NOTES ADDITIONNELLES:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tous les fauteuils auto-souveleurs ont des châssis fabriqués avec du bois laminé d'ingénierie de qualité. Limitée à vie sur les systèmes de levage, d'inclinaison ainsi que le châssis en bois sur tous les fauteuils auto-souveleurs inclinables (Exceptions: Essential Collection (1-an), LC-358XL and LC-358XXL (7-ans)) Le transformateur comprend une option d'auto-diagnostic ainsi qu'un cordon de 9'. Tous les fauteuils possèdent un système d'urgence activé par des batteries 9V (non-incluses). Les fibres de remplissage peuvent être enlevées ou ajoutées pour un ajustement du confort personnalisé. Tous les fauteuils sont expédiés dans des boîtes renforcées en carton ondulé et résistantes aux impacts.
--