

PRIDE
MOBILITY
SCOOTERS
SOLUTIONS
DU DÉBUT
À LA FIN



	Go Go® iCRUISE®	i-Go™ 14	Go Go® Carbon 13	Go Go® Endurance Li 14	Go Go® Elite Traveller® 2	Go Go® Sport 14	Go Go® LX w/ CTS Suspension 14	Revo® 2.0 14	PX4 13	Pursuit 2 13	Pursuit XL 13	Zero Turn 10 13	Victory® LX 13	Pursuit ES 13	Victory® 10.2 14	Victory® Twin 13	Maxima 13
NUMÉRO DE MODÈLE	S25	SC20	SC25	S54LXLIT	SC442E	S73 (3-roues) S74 (4-roues)	S54LX	S67	SC134	SC7132	SC714	S7102T	S710LX	SC713CA SC713HS	S6102 (3-roues) S7102 (4-roues)	SC712	SC901 (3-roues) SC941 (4-roues)
CAPACITÉ DE POIDS MAXIMUM	250 lb	275 lb	300 lb	325 lb	300 lb	325 lb	300 lb	400 lb	500 lb	350 lb	400 lb	400 lb	400 lb	350 lb	400 lb	350 lb	500 lb
VITESSE MAXIMALE 2	6 km/h	6.4 km/h	6 km/h	6.6 km/h	6.4 km/h	7.6 km/h	7 km/h	8.4 km/h	14.8 km/h	15 km/h	12 km/h	11.7 km/h	9 km/h	CA: 9.7 km/h HS: 15.3 km/h	8.4 km/h	9.2 km/h	9.3 km/h
GARDE AU SOL 4	1.3" au moteur	4.2" au centre du châssis	1.5" au moteur	1.5" au moteur 3.25" sur le pont latéral	1.34" au moteur	1.5" au moteur 3" au centre du châssis	1.5" au moteur	1.25" au moteur 3.5" au centre du châssis	3.5" au moteur 4.4" au centre du châssis	3.8" au moteur	5.25" au cadre arrière	2" au moteur 3" au centre du châssis	2.3" au moteur 2.8" au cadre avant	3.5" au moteur	2.5" au moteur	2.25" au moteur	SC901: 2.5" au moteur 3" au centre du châssis SC941: 2.25" au moteur
3R RAYON DE GIRATION 4	33.5"	45.9"	N/A	N/A	N/A	36"	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	42"	42"	49"
4R RAYON DE GIRATION 4	N/A	N/A	53"	48.25"	37"	50.5"	48"	52"	82.3"	69.3"	82"	43"	61.25"	68.5"	52.25"	N/A	53"
3R LONGUEUR/LARGEUR 4,10	38"/19.25"	44"/20.3"	N/A	N/A	N/A	42"/21.25"	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	45"/22.25"	46"/22.3"	47.5"/27"
4R LONGUEUR/LARGEUR 4,10	N/A	N/A	40.3"/17.5"	42"/20.5"	39.4"/19.5"	43"/21.25"	41.75"/20.5"	47"/20.75"	56"/27.8"	53.5"/25.60"	56.25"/27.25"	48"/24.25"	47" / 24"	53.5"/25"	47.25"/22.25"	N/A	47.5"/27"
PNEUS AVANT 4	6.5" solide	8" solide (moteur de moyeu)	7" solide	8" solide	7" solide	S73: 8" solide S74: 9" solide	7" solide	9" solide (pneumatique en option)	13" pneumatique	13" pneumatique	13" pneumatique	9" solide	10" solide (pneumatique en option)	13" pneumatique (anti-craquelure optionnel) 7	10" solide (pneumatique en option) 7	(2) 9" solide	SC901: 10.5" solide SC941: 10" solide
PNEUS ARRIÈRE 4	6.75" solide	9" perforée	8" solide	8" solide	8" solide	9" solide	8" solide	9" solide (pneumatique en option)	13" pneumatique	13" pneumatique	13" pneumatique	10.75" solide	10" solide (pneumatique en option)	13" pneumatique (anti-craquelure optionnel) 7	10" solide (pneumatique en option) 7	10" solide	10.75" solide
SUSPENSION	N/A	N/A	N/A	avant et arrière	N/A	N/A	avant et arrière	avant et arrière	avant et arrière	avant et arrière	avant et arrière	avant et arrière	Favant et arrière	avant et arrière	N/A	N/A	N/A
AUTONOMIE PAR CHARGE (MAX.) 2,8,12	20 km (testé à 200 lb)	5 km (testé à 200 lb)	16 km	8 Ah: 10.6 km 16 Ah: 21.3 km (testé à 200 lb)	22.1 km (testé à 220 lb)	S73: 20.5 km S74: 19.3 km (testé à 325 lb)	17 km (testé à 300 lb)	28.6 km (testé à 200 lb)	37.7 km (testé à 220 lb)	Batterie Simple: 28 km Option de batterie double *: 56 km (testé à 220 lb)	75Ah: 35.6 km 100Ah: 47.5 km (testé à 400 lb)	34.1 km (testé à 200 lb)	21.9 km (testé à 400 lb)	CA: 54 km HS: 35.4 km (testé à 350 lb)	U1: 18 km 40 Ah: S6102-21 km; S7102-21.5 km (testé à 400 lb)	U1: 17.8 km (testé à 350 lb)	SC901: 31.8 km SC941: 31.4 km (testé à 500 lb)
POIDS TOTAL SANS LES BATTERIES 3,4,11	42 lb	60.6 lb	35 lb	93 lb	83 lb	S73: 92.8 lb S74: 100 lb	90 lb	132 lb	253.8 lb	220.6 lb	259.5 lb	181.8 lb	165.6 lb	161 lb	S6102: 130.25 lb S7102: 139 lb	150.5 lb	SC901: 183.5 lb SC941: 196.5 lb
POIDS DE LA PIÈCE LA PLUS LOURDE 4	32 lb (base et siège)	32.8 lb (section arrière)	35 lb	40.8 lb (section avant)	35 lb (section avant)	S73: 35.8 lb S74: 44 lb (section avant)	39 lb (section avant)	57 lb (section avant)	201.2 lb	166 lb	205.5 lb	75 lb (section avant)	76.8 lb (section avant)	118 lb	S6102: 56.5 lb S7102: 64.5 lb (section avant)	55 lb (section avant)	SC901: 135.25 lb SC941: 143.5 lb
TYPE DE SIÈGE 4	Compact, Rabattable (14.75" x 13.5")	Compact, Rabattable avec Dossier Amovible (16" x 16")	Intégré à l'appareil, avec Dossier Rabattable et Coussins Amovibles (14" x 11.5")	Compact, Rabattable (17" x 17")	Compact, Engrener, Rabattable (17" x 17")	Compact, Rabattable(17" x 17")	Compact, Rabattable (17" x 17")	Compact, Rabattable (20" x 18")	Dossier Haut (19.2 x 19.5 -21.3")	Dossier Haut (20" x 18")	Dossier Haut (18" x 18")	Compact, Rabattable (18" x 17")	Dossier Haut (18"x18")	Dossier Haut (18" x 18")	Compact, Rabattable (18" x 17")	Compact, Rabattable (18" x 17")	Dossier Haut (22" x 18"-20")
BATTERIES REQUISES	36V, 5.2Ah Lithium-ion 6	25.2V, 9.6Ah Lithium-ion 6	24V, 12Ah 6 Lithium-ion	8Ah: Lithium-ion 6 16Ah: Lithium-ion 6	(2) 18Ah 6 (SLA/AGM)	(2) 18Ah 6 (SLA/AGM)	(2) 18Ah 6 (SLA/AGM)	(2) U-1 6 (SLA/AGM)	(2) 12V 75Ah 7 (SLA)	24V 50Ah 6 ou double -24V 50Ah 7 Lithium-ion	(2) 12V 75Ah 7 ou (2) 12V 100Ah 7 (SLA)	(2) 40Ah 6 (SLA/AGM)	(2) 40Ah 6 (SLA/AGM)	(2) 12V 75Ah 7 (SLA)	(2) U-1 6 ou (2) 40Ah 7 (SLA/AGM)	(2) U-1 6 ou (2) 40Ah 7 (SLA/AGM)	(2) GEL, 58Ah, NF-22 6 (Nano-silica)
POIDS DES BATTERIES 9	4.5 lb 5	4.8 lb 5	4 lb 5	8 Ah: 8 lb 5 16 Ah: 12 lb 5	29.6 lb 5	27.5 lb 5	14 kg 5	25 lb 5 chaque	48.8 lb chaque	23.8 lb chaque	75Ah: 55 lb chaque 100Ah: 60.5 lb chaque	30.3 lb	32 lb chaque	53 lb chaque	U1: 22.5 lb chaque 40Ah: 32.5 lb chaque	U1: 22.5 lb chaque 40Ah: 32.5 lb chaque	36.5 chaque
CHARGEUR DE BATTERIES	Externe, 36V (Lithium-ion)	Externe, 3.5A (Lithium-ion)	Externe, 2A (Lithium-ion)	Externe, 3.5A (Lithium-ion)	Externe, 2A	Externe, 2A	Externe, 2A	Externe, 3.5A	Externe, 8A	Externe, 8A	Externe, 8A	Externe, 3.5A	Externe, 5A	Externe, 8A	Externe, 3.5A	Externe, 3.5A	Externe, 5A
HAUTEUR SIÈGE-PLANCHER 4	11.5" - 12.5"	14.6"	17"	16.25"-17.75"	16.4"-17.9"	17"-18"	16.25"-17.75"	16.5" - 18"	16.54"-18.39"	17.9"-20.9"	18"-19.5"	17.75"-19.25"	16.25" - 18.25"	17.75"-19.25"	17.5" - 18"	17.25"-18.75"	17.13" - 19.13"; 17.36"- 23.61"(avec siège élévateur motorisé)
HAUTEUR SIÈGE-SOL 4	19" - 20"	22.25"	21.75"	21.25"-22.75"	21.5"-23"	20.5"-22"	20.75"-22.25"	22" - 23.5"	24.17"-25.59"	24.75"-26.75"	26.25"-27.75"	23.25"-24.75"	23.5" - 25.5"	24.75"-26.25"	23.5" - 25"	23"-24.5"	22.1" - 24.1"; 22.32"-28.57"(avec siège élévateur motorisé)
COULEURS STANDARD	Lime Mango Arctic Ice Blackberry Raspberry	Sugar Plum (mat) Iceberg Blue (mat) Black (mat) White (mat)	Fibre de Carbone Noir	Garnet Red (Mat) / Euro Grey (Capots interchangeables)	Couleur Matte: Black (Standard), Sugar Plum, Iceberg Blue, White, Robin's Egg Blue, Chell-o, Tangerine, Cardinal Red	Red / Blue (Capots interchangeables)	Red / Blue (Capots interchangeables)	Grey Street, True Blue	Couleur d'accentuation: Satin Aluminium, Red, Sunflower, Dark Violet, Peacock Blue	Couleur Brillante: Black, Orange Couleur Mate: Grey	Candy Apple Red Silver	Candy Apple Red Ocean Blue (mat) Pearl White Black (mat)	Candy Apple Red Viper Blue	Candy Apple Red Viper Blue	Candy Apple Red Ocean Blue (mat)	Candy Apple Red Viper Blue	Garnet Red (mat) Ocean Blue (mat)
GARANTIE	Châssis : 3 ans limitée Électronique : 2 ans limitée Motorisation : 1 an limitée Batteries: 1 an	Châssis : 3 ans limitée Électronique : 2 ans limitée Motorisation : 1 an limitée Batteries: 1 an	Châssis : À vie, limitée Motorisation : 1 ans, limitée Électronique: 1 ans, limitée Batteries: 1 ans	Châssis : À vie, limitée Motorisation : 2 ans, limitée Électronique: 2 ans, limitée Batteries: 2 ans	Châssis : À vie, limitée Motorisation : 2 ans, limitée Électronique: 2 ans, limitée Batteries: 13 mois	Châssis : À vie, limitée Motorisation : 2 ans, limitée Électronique: 2 ans, limitée Batteries: 13 mois	Châssis : À vie, limitée Motorisation : 2 ans, limitée Électronique: 2 ans, limitée Batteries: 13 mois	Châssis : À vie, limitée Motorisation : 2 ans, limitée Électronique: 2 ans, limitée Batteries: 13 mois	Châssis : À vie, limitée Motorisation : 2 ans, limitée Électronique: 2 ans, limitée Batteries: 13 mois	Châssis : À vie, limitée Motorisation : 2 ans, limitée Électronique: 2 ans, limitée Batteries: 3 ans, limitée	Châssis : À vie, limitée Motorisation : 2 ans, limitée Électronique: 2 ans, limitée Batteries: 13 mois	Châssis : À vie, limitée Motorisation : 2 ans, limitée Électronique: 2 ans, limitée Batteries: 13 mois	Châssis : À vie, limitée Motorisation : 2 ans, limitée Électronique: 2 ans, limitée Batteries: 13 mois	Châssis : À vie, limitée Motorisation : 2 ans, limitée Électronique: 2 ans, limitée Batteries: 13 mois	Châssis : À vie, limitée Motorisation : 2 ans, limitée Électronique: 2 ans, limitée Batteries: 13 mois	Châssis : À vie, limitée Motorisation : 2 ans, limitée Électronique: 2 ans, limitée Batteries: 13 mois	Châssis : À vie, limitée Motorisation : 2 ans, limitée Électronique: 2 ans, limitée Batteries: 13 mois

POUR VOYAGER

LUXUEUX PLEINE GRANDEUR

INTERMÉDIAIRE LUXUEUX

SÉRIE VALEUR

ROBUSTE

FOOTNOTES

1. Les dispositifs médicaux Pride® de classe II de la FDA sont conçus pour aider les personnes à mobilité réduite.
2. Varie selon le poids de l'utilisateur, le type de terrain, la capacité en ampère-heure (AH), la charge de la batterie, l'état de la batterie et des pneus. Cette spécification peut être sujette à un écart de (+ ou -) 10 %.
3. Poids de la batterie non inclus.
4. En raison des tolérances de fabrication et de l'amélioration continue des produits, cette spécification peut être sujette à une variation de + ou - 3%.

5. Poids du bloc-batterie.
6. Batteries incluses.
7. En option, un supplément de prix peut être appliqué.
8. Testé conformément aux normes ANSI/RESNA, WC Vol 2, Section 4 et ISO 7176-4. Résultats dérivés de calculs théoriques basés sur les spécifications de la batterie et les performances du système d'entraînement. Test effectué à la capacité de poids maximale.
9. Le poids de la batterie peut varier en fonction du fabricant.

10. Largeur de la base (excluant le siège).
11. Comprend le poids du siège standard.
12. Voir la fiche technique du produit pour plus de détails.
13. Ensemble d'éclairage
14. Inclus le phare avant.

Les informations contenues dans ce document sont exactes au moment de la publication ; nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. La vitesse et l'autonomie varient en fonction du poids de l'utilisateur, du type de terrain, de la charge de la batterie, de l'état de la batterie et de la pression des pneus. En raison des tolérances de fabrication et de l'amélioration continue des produits, la longueur, la largeur, le rayon de braquage et la garde au sol peuvent être soumis à des écarts de + ou - 3%.



pridemobility.ca

