

Conçu pour offrir style et **Puissance**



Suspension Complète

Le Pursuit® XL est un mélange exceptionnel de puissance et de précision. Il est équipé d'un moteur de 24 volts, une suspension complète (avant et arrière), des pneus à profil bas de 13" diamètre ainsi qu'un système de freinage hydraulique scellé. Des touches de luxe offertes de série telles qu'un guidon enveloppant réglable en angle à l'infini, un siège à dossier haut ainsi qu'un système complet de lumières aux DEL en font le scooter parfait pour l'extérieur.



Caractéristiques 4-roues Modèle # SC714

Capacité de poids	400 lb
Vitesse maximale ¹	Jusqu'à 7.5 mph
Dégagement au sol ²	5.25"
Rayon de giration	82.5"
Longueur ²	56"
Largeur ²	27.25"
Pneus avant	13" pneumatique
Pneus arrière	13" pneumatique
Suspension	Avant et arrière
Autonomie (Max.) ¹	Groupe 24 (70 AH): jusqu'à 22 miles Groupe 27 (100 AH): jusqu'à 30 miles Groupe 31 (110 AH): jusqu'à 31.83 miles
Poids total sans les batteries	254 lb
Pièce la plus lourde (lorsque désassemblé)	N/D
Siège	Type: Dossier haut CRS14 de luxe, inclinable sur glissières, Appui-bras ajustables en hauteur & Appui-tête Poids: 49 lb Tissus: Vinyle noir Dimensions: 18" x 18"
Système de conduite	Propulsion arrière, transaxe scellé, moteur 24 Volts DC
Système de freinage	Électronique, à disques régénérateurs
Batteries requises ³	Type: Groupe 24 (75 AH) standard; Groupe 27 (100 AH) en option; Groupe 31 (110 AH) en option Poids ⁴ : Groupe 24: 53 lb chacune; Groupe 27: 60 lb chacune; Groupe 31: 70 lb chacune
Chargeur	Externe, 8A
Couleurs	  Red Silver

Avantages

- Guidon de forme triangulaire avec poignées enveloppantes
- Siège de luxe à dossier haut inclinable avec appui-tête, glissières, et appui-bras ajustables en hauteur et en largeur.
- Points d'ancrages facilement accessibles (pour le transport inoccupé du scooter)
- Suspension avant et arrière
- Panier avant
- Système de lumières complet qui comprend des clignotants et un phare bas
- Frein à main hydraulique
- Guidon ajustable en angle à l'infini avec poignée facilement accessible
- Roues pneumatiques de 13" de diamètre à profil bas pour une excellente performance extérieure
- Système de propulsion puissant; dispose d'un contrôleur à microprocesseur de 200 ampères
- Rétroviseur

Accessoires

- Support à cellulaire
- Porte-gobelet
- 50" Ceinture
- Panier arrière
- Rétroviseur
- Sac de rangement
- Drapeau de sécurité
- Support de marchette
- Housse de protection
- Chargeur USB XLR

¹ L'autonomie et la vitesse varient selon le poids de l'utilisateur, le terrain, la charge et la condition des batteries ainsi que la pression des pneus. Ces informations peuvent varier de (+/- 10%).

² Étant donné, les variantes acceptables et l'amélioration des procédures de fabrication, ces mesures peuvent varier de +/- 3%.

³ Batteries AGM ou type gel sont recommandées.

⁴ Le poids des batteries peuvent varier selon le manufacturier de celles-ci.

NOTE: Nous nous réservons le droit de faire des changements sans préavis. Les informations contenues dans cette brochure sont exactes au moment de sa publication. Nous nous réservons le droit de faire des changements sans préavis. La vitesse et l'autonomie varient selon le poids de l'utilisateur, le terrain, la condition et la charge des batteries ainsi que l'usure des pneus.