

VivaLIFT!®

COLLECTION DE FAUTEUILS AUTO-SOULEVEURS
INCLINABLES MOTORISÉS

LE FAUTEUIL
AUTO-SOULEVEUR
INCLINABLE LE PLUS
CONFORTABLE
AU MONDE !

LE FAUTEUIL AUTO-SOULEVEUR À 4 MOTEURS



Montré dans le tissu Canyon Walnut



NOUVEAU ! Manette à bascule de conception ergonomique avec mémoires programmables pour deux positions



RADIANCE

Que vous vous détendiez avec une boisson chaude et votre livre préféré ou que vous vous détendiez pour une soirée relaxante à la télévision, ce fauteuil auto-souleveur inclinable est fait pour vous ! Découvrez la chaleur de la **collection Radiance** des fauteuils auto-souleveur inclinables VivaLift!®. Avec trois coussins chauffants différents au niveau des épaules, des lombaires et du siège, vous pouvez ajuster votre niveau de chaleur en conséquence et apaiser vos muscles fatigués. Gardez votre téléphone intelligent à portée de main pendant que vous le chargez avec la station de charge sans fil. Et en cas de panne de courant, sachez que vous avez l'esprit tranquille grâce à la batterie de secours au lithium.



Scannez ici pour plus d'informations sur **VivaLift!®**



PRIDE®
MOBILITY
VIVEZ VOTRE MEILLEUR®

RADIANCE

VivaLIFT!
COLLECTION DE FAUTEUILS AUTO-SOULEVEURS
INCLINABLES MOTORISÉS

COLLECTION	RADIANCE	RADIANCE	RADIANCE	RADIANCE
MODÈLE	PLR-3955LT	PLR-3955M	PLR-3955PW	PLR-3955S
POSITION	Infinie Trendelenburg Zéro Gravité Chaise Longue Détente Inclinée Soulignée	Infinie Trendelenburg Zéro Gravité Chaise Longue Détente Inclinée Soulignée	Infinie Trendelenburg Zéro Gravité Chaise Longue Détente Inclinée Soulignée	Infinie Trendelenburg Zéro Gravité Chaise Longue Détente Inclinée Soulignée
GRANDEUR	Large/Grand 5'10" et plus	Médium 5'4" - 5'9"	Petit & Large 5'3" et moins	Petit 5'3" et moins
CAPACITÉ DE POIDS	400 lb	400 lb	400 lb	400 lb
HAUTEUR SOL-SIÈGE	21.5"	19.5"	19.5"	18"
PROFONDEUR DU SIÈGE	22"	21"	18"	18"
LARGEUR DU SIÈGE	23.5"	22.5"	24"	20"
HAUTEUR DOSSIER-SIÈGE	31"	28"	23"	25"
PROFONDEUR D'ASSISE	39"	38"	34"	34"
COUSSIN DE SIÈGE COMPLET	Oui	Oui	Oui	Oui
EXTENSION D'APPUI-PIED	Standard	Standard	Standard	Standard
TYPE DE SIÈGE	Total Comfort	Total Comfort	Total Comfort	Total Comfort
CHALEUR	Standard	Standard	Standard	Standard
HAUTEUR TOTALE DU FAUTEUIL	49"	43"	40"	41"
DISTANCE AVEC LE MUR	21.5"	15"	14"	15"
LARGEUR TOTALE DU FAUTEUIL	40"	39"	41"	37"
POIDS DU FAUTEUIL	178 lb	158 lb	161 lb	156 lb
GARANTIE	7 ans au prorata	7 ans au prorata	7 ans au prorata	7 ans au prorata







NOTE: Le chargeur sans fil est uniquement compatible avec les téléphones intelligents dotés de capacités de charge sans fil. De plus, aucun autre appareil intelligent (par exemple des montres intelligentes) ne doit être utilisé avec le chargeur sans fil.

Le fauteuil a un porte-gobelet escamotable et un chargeur de téléphone intelligent.

Le fauteuil est muni d'une manette à bascule et des touches mémoires.

Les mesures peuvent varier de +/- 1". Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis. Les informations contenues dans ce document sont exactes au moment de la publication ; nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis.


FONCTIONS INDÉPENDANTES

-  1. L'appui-tête motorisé soulève votre tête, votre cou ainsi que vos épaules pour maximum de confort.
-  2. La fonction de soulèvement vous aide à vous lever et vous asseoir dans votre fauteuil.
-  3. Le support lombaire motorisé vous permet de personnaliser votre confort
-  4. L'extension d'appui-pied vous permet de relaxer et vous étirer complètement.
-  5. Le dossier monte et descend de façon indépendante afin de vous aider à trouver la position parfaite.
-  6. L'inclinaison infinie des positions permet au dossier et au repose-pieds de se déplacer indépendamment l'un de l'autre, ce qui permet d'atteindre diverses positions.

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- NOUVEAU!** La manette à bascule de conception ergonomique dispose de deux boutons de positions de mémoires programmables. Effectue les fonctions de montée/descente, d'inclinaison, allume/éteint votre chauffage et vous permet d'ajuster les niveaux de chaleur pour votre confort. Le port de chargeur USB pratique vous permet de charger votre téléphone intelligent.
- La batterie de secours au lithium garantit que votre fauteuil auto-souleveur est opérationnel lorsqu'il y a une panne de courant.

TISSU STANDARD : CANYON



OCEAN

SILT

STEEL

WALNUT

Beamsville, Ontario | 888-570-1113
pridemobility.ca

PRIDE[®]
MOBILITY
VIVEZ VOTRE MEILLEUR[®]