

ROBUSTE ET DÉMONTABLE EN UN TOURNEMAIN



Illustré avec un rangement
sous le siège en option

REVO™ 2.0



Découvrez le **Revo™ 2.0**, une nouvelle classe de scooters qui combine un ensemble de fonctionnalités en un seul et même produit. Robuste et conçu pour durer, le Revo 2.0 offre une fiabilité et une robustesse auxquels vous vous attendez d'un scooter de luxe de taille intermédiaire. La suspension Comfort-Trac (CTS) assure une conduite souple et confortable sur des terrains variés. Faites l'expérience d'un démontage pratique en un tournemain, pour une portabilité comparable à notre gamme Travel Mobility. Profitez d'un espace de rangement sous le siège (en option) et une vitesse de pointe de 8 km/h. Roulez avec le Revo 2.0!

PRIDE
MOBILITY
VIVEZ VOTRE MEILLEUR®

pridemobility.ca



REVO™ 2.0

Caractéristiques S67

Capacité de poids	400 lb
Vitesse maximale ¹	jusqu'à 5.2mi/h ou 8.4 km/h
Dégagement sous le plancher	3.5" sur les côtés du plancher
Dégagement au sol	1.25" sous le moteur
Rayon de giration	52"
Longueur	47"
Largeur	20.75"
Hauteur siège/sol	22"-23.5"
Hauteur plancher/siège	16.5"-18"
Pneus Avants	3" x 9"
Pneus Arrières	3" x 9"
Suspension	Avant et arrière
Système de conduite	PG S-Drive MK2
Système de freinage	électronique, à disques régénérateurs
Autonomie par charge (max) ^{1,2}	Jusqu'à 28.6 km (17.8 milles) à 91 kg (200 lb) Jusqu'à 23.9 km (14.8 milles) à 181 kg (400 lb)
Poids total sans les batteries ^{3,5}	131.5 lb
Pièce la plus lourde ³	57 lb (section avant)
Siège	Dimensions: Largeur: 20" Profondeur: 18"
Batteries requises ⁴	(2) U1; 25 lb chacune
Chargeur	Externe 3.5 A
Couleurs	 

Grey Street True Blue

Avantages

- Suspension avant/arrière Comfort-Trac
- Pare-choc arrière robuste et stylisé
- Ancrages pour le transport adapté (*inoccupé*) facilement accessibles
- Colonne de direction facilement ajustable
- Les batteries peuvent être facilement rechargées lorsqu'elles ne sont pas sur le scooter
- Pneus anti-crevaisons noirs et sans marquage exclusifs à Pride Mobility
- Siège conçu pour un confort extrême
- Panier avant standard
- Transmission ultra-robuste avec contrôleur de 70 ampères
- Console conviviale
- Port de recharge USB

Accessoires

- Support à cannes (simple, double)
- Support à verre
- Support à béquilles canadiennes
- Ceinture pelvienne 50", 60" ou 70" de long
- Support à bonbonne d'oxygène
- Support à canne quadripode
- Panier arrière
- Rétroviseur
- Sac latéral fixé sur appui-bras
- Drapeau orange
- Support à marchette
- Housse de protection contre les intempéries, noire
- Support à béquilles
- Compartiments de rangement sous le siège

pridemobility.ca



PRIDE
MOBILITY
VIVEZ VOTRE MEILLEUR*