

VivaLIFT!®

COLLECTION DE FAUTEUILS AUTO-SOULEVEURS
INCLINABLES MOTORISÉS

LE FAUTEUIL
AUTO-SOULEVEUR
INCLINABLE LE
PLUS CONFORTABLE
AU MONDE !

LE FAUTEUIL AUTO-SOULEVEUR À 4 MOTEURS

Station de recharge sans fil*

MAINTENANT
DISPONIBLE

POSITIONNEMENT
D'INCLINAISON
PROFONDE ET MANETTE AVEC
COMMANDE À BASCULEET
TOUCHES DE MÉMOIRE !



Montré dans le tissu Badlands Couleur Mushroom

OBTENEZ UN
NOMBRE INFINI
DE COMBINAISONS
DE POSITIONS

ATLAS PLUS 2

Lorsque vous avez besoin d'un moment pour vous, la collection **Atlas Plus 2** est là pour vous. Personnalisez votre confort pendant que vous regardez le grand match ou lisez votre livre préféré. Profitez d'une boisson rafraîchissante et gardez-la à proximité avec le porte-gobelet, et rechargez facilement votre téléphone avec le chargeur sans fil. Profitez de ces rares moments de solitude avec le fauteuil inclinable Atlas Plus 2.

* Le chargeur sans fil est uniquement compatible avec les téléphones intelligents dotés de capacités de charge sans fil. De plus, aucun autre appareil intelligent (per exemple une montre intelligente) ne doit être utilisé avec le chargeur sans fil.

pridemobility.ca



PRIDE®
MOBILITY
VIVEZ VOTRE MEILLEUR®

ATLAS PLUS 2


VivaLIFT!
COLLECTION DE FAUTEUILS AUTO-SOULEVEURS
INCLINABLES MOTORISÉS

COLLECTION	ATLAS PLUS 2 ¹
MODÈLE	PLR-2985M
POSITIONS	Infinie Relaxation Inclinaison Souléevée Inclinaison profonde
TAILLE SUGGÉRÉE*	5'4"-5'9"
GRANDEUR	Médium
CAPACITÉ DE POIDS	400 lb
HAUTEUR SOL-SIÈGE	19.5"
PROFONDEUR DU SIÈGE	21"
LARGEUR DU SIÈGE	22"
HAUTEUR DOSSIER-SIÈGE	26"
COUSSIN DE SIÈGE COM- PLET	39"
PROFONDEUR D'ASSISE**	Oui
EXTENSION D'APPUI-PIED	Standard
TYPE DE SIÈGE	Comfort Total
HAUTEUR TOTALE DU FAUTEUIL	42"
DISTANCE AVEC LE MUR	16"
LARGEUR TOTALE DU FAUTEUIL	39"
POIDS DU FAUTEUIL	164 lb
GARANTIE	7 ans au prorata







*La plage de hauteur suggérée ne doit être utilisée qu'à titre indicatif en raison de facteurs variables de chaque utilisateur individuel.

**Profondeur d'assise de l'avant du dossier jusqu'à l'extrémité du repose-pied entièrement déployé.

Note : Les mesures peuvent varier de +/- 1". Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis. Les informations contenues dans ce document sont exactes au moment de la publication ; nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis.

 = Indique le délai de livraison le plus court disponible


FONCTIONS INDÉPENDANTES

-  1. L'appui-tête motorisé soulève votre tête, votre cou ainsi que vos épaules pour maximum de confort.
-  2. La fonction de soulèvement vous aide à vous lever et vous asseoir dans votre fauteuil.
-  3. Le support lombaire motorisé vous permet de personnaliser votre confort
-  4. L'extension d'appui-pied vous permet de relaxer et vous étirer complètement.
-  5. Le dossier monte et descend de façon indépendante afin de vous aider à trouver la position parfaite.
-  6. L'inclinaison infinie des positions permet au dossier et au repose-pieds de se déplacer indépendamment l'un de l'autre, ce qui permet d'atteindre diverses positions.

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- 7. NOUVEAU !** Manette à bascule de conception ergonomique avec deux touches de mémoires programmables. De plus, il dispose d'un port de chargeur USB pratique qui vous permet de recharger votre appareil intelligent.
8. La batterie de secours au lithium garantit que votre fauteuil auto-souleveur est opérationnel en cas de panne de courant.

TISSU STANDARD: **BADLANDS** 




MUSHROOM

WALNUT

STEEL

TISSU OPTIONNEL: **CRYPTON® ARIA**



COOL GREY

ESPRESSO

Beamsville, ON / 888-570-1113 / pridemobility.ca

PRIDE[®]
MOBILITY
VIVEZ VOTRE MEILLEUR[®]