

Baja™ Wrangler® 2

Modèle	BA400
Capacité maximale	450 lb
Vitesse maximale ¹	Jusqu'à 17 km/h à 450 lb Jusqu'à 18 km/h à 200 lb
Garde au sol ^{1,3}	8.25" au milieu du châssis 5.5" au moteur
Rayon de giration ³	94.75"
Longueur hors-tout ³	61.25"
Largeur hors-tout ³	32.5"
Hauteur siège-sol ³	29" - 30.5"
Hauteur siège-plancher ³	20.5" - 22"
Roues avant ³	14.5" pneumatiques
Roues arrière ³	14.5" pneumatiques
Suspension	Avant et Arrière (Suspension CTS)
Autonomie par charge ^{1,2}	Deux batteries de 75 AH : Jusqu'à 21.2 km à 450 lb Jusqu'à 32.5 km à 200 lb Deux batteries de 100 AH : Jusqu'à 28 km à 450 lb Jusqu'à 42.8 km à 200 lb
Poids total ⁵	370 lb avec des batteries de 75 AH 395 lb avec des batteries de 100 AH
Poids total sans les batteries ⁵	274 lb
Siège standard	Dossier haut en vinyle noir, plateau-coussin avec inclinaison limitée Poids : 48.6 lb Dimensions : 18" x 18-20"
Motorisation	Moteur à courant continu de 24 volts, propulsion arrière, doubles en ligne
Système de freinage	Électromécanique régénératif, freins à disques hydrauliques avant à commande manuelle
Batteries requises ^{4,6}	Deux 75 AH (incluses) ou deux 100 AH ⁷ Poids : 48 lb chaque (75 AH) Poids : 60.5 lb chaque (100 AH)
Chargeur de batteries	8 ampères, externe
Garantie	Châssis : À vie limitée Électronique : 2 ans, limitée Motorisation : 2 ans, limitée Batteries : 13 mois, limitée



Beamsville, Ontario

pridemobility.ca |    

- 1 Varie selon le poids de l'utilisateur, le type de terrain, la capacité en ampère-heure (AH) des batteries, la charge des batteries, la condition des batteries et des pneus. Ces spécifications peuvent varier de +10%, -5%.
- 2 Testé selon les standards ANSI/RESNA, WC Vol. 2, Section 4 et ISO 7176-4. Les résultats sont basés sur des calculs théoriques selon les spécifications des batteries ainsi que la performance de la motorisation de l'appareil. Test effectué à la capacité maximale de poids.
- 3 En raison des tolérances de fabrication et de l'amélioration continue des produits, cette spécification peut être sujette à des variations de (+ or -) 3%.
- 4 Le poids des batteries peut varier en fonction du fabricant.
- 5 Inclus le poids du siège standard.
- 6 Type AGM ou au Gel requises.
7. En option.

NOTE: Toutes les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Les informations contenues dans ce document sont exactes au moment de la publication; nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. La vitesse et l'autonomie varient en fonction du poids de l'utilisateur, du type de terrain, de la charge de la batterie, de l'état de la batterie et de la pression des pneus. En raison des tolérances de fabrication et de l'amélioration continue des produits, la longueur, la largeur, le rayon de braquage et la garde au sol peuvent être sujets à des écarts de ±3%. Les sièges sur commande spéciale ou de dimensions non standards ne sont pas rabattables à plat et réglables en profondeur.

FRCA_Wrangler2_030526

BAJA WRANGLER 2

L'ESPRIT
D'AVENTURE

VIVEZ VOTRE MEILLEUR®

pridemobility.ca |    

L'ESPRIT D'AVENTURE

Siège à glissières 18" large x 18-20" profond en vinyle noir avec mousse mémoire, inclinaison limitée à ajustement manuel, poteau de siège robuste, accoudoirs réglables en hauteur, en largeur, en profondeur et en angle, avec ceinture sous-abdominale 60" long

Sièges en option:
16" x 16-18"
20" x 18-20"
20" x 20-22"
32" x 18-20"

Poteau de siège robuste

Capteurs de recul avec lumières DEL

Suspension CTS de Pride et système d'amortissement de la colonne de direction supplémentaire pour plus de confort

Espace de rangement sous la colonne de direction

Port de recharge USB dans la colonne de direction

Console conviviale avec levier de réglage de la colonne de direction

Panier avant en option (des frais s'appliqueront)

Phares avant à DEL, clignotants et feux de détresse

Rétroviseur

Robuste et construit pour durer, le Baja™ Wrangler® 2 est tout ce que vous voulez dans un scooter d'extérieur. Équipé d'une suspension avant et arrière, ce scooter agressif est conçu pour rouler sur les sentiers pédestres ou se déplacer autour de votre propriété. Que vos aventures soient légendaires avec le Baja Wrangler 2 !

Caractéristiques

- La suspension CTS comprend une suspension avant et arrière leader de l'industrie pour une conduite plus douce
- Le système d'amortissement de la colonne de direction absorbe les mouvements incontrôlés sur les terrains accidentés, limite la fatigue et réduit l'énergie nécessaire pour contrôler le guidon
- Siège à glissières 18" large x 18-20" profond en vinyle noir avec mousse mémoire, inclinaison limitée à ajustement manuel, poteau de siège robuste, accoudoirs réglables en hauteur, en largeur, en profondeur et en angle, avec ceinture sous-abdominale 60" long
- Console DEL conviviale avec contrôle de vitesse variable affichant l'heure, la température, les kilomètres parcourus et les trajets effectués ainsi que les boutons du klaxon et des lumières
- Guidon delta réglable avec poignées ergonomiques enveloppantes et port de chargement XLR
- Chargeur USB pour charger des appareils portables
- Points d'arrimage facilement accessibles (pour le transport d'un scooter inoccupé)
- L'ensemble d'éclairage à DEL complet comprend des phares, des feux de détresse et des clignotants
- Les voyants DEL des capteurs de recul indiquent lorsque vous êtes trop près d'un objet en marche arrière
- Frein à main hydraulique
- Installation facile des batteries

Couleurs



Desert Sand

True Blue

Sièges en option

- Sièges en vinyle noir à inclinaison limitée et mousse mémoire de dimensions différentes : 16" large x 16-18" profond, 20" large x 18-20" profond, 22" large x 20-22" profond et 32" large x 18-20" profond.

Accessoires

- Support à cannes/béquilles simple ou double de 3" de diamètre
- Ceinture sous-abdominale 50/70"
- Porte-gobelet
- Support à béquilles d'avant-bras (canadiennes)
- Support pour téléphone portable
- Panier avant
- Support à bonbonne d'oxygène
- Support à canne quadripode
- Panier arrière
- Rétroviseur supplémentaire
- Sac de rangement double pour appui-bras
- Support à marchette
- Support à béquilles standards



Capteur de recul avec lumières DEL



Console conviviale



Phares avant