

Modèle	Go Chair® MED
Code de produit	300 lb / 136 kg
Vitesse maximale ²	Jusqu'à 3.8 mph / 6 km/h
Garde au sol ⁴	1.75" au moteur
Rayon de giration ⁴	25.5"
Longueur totale ⁴	33" avec repose-pieds 28,5" sans repose-pieds
Largeur hors-tout ⁴	23"
Hauteur Sol-Siège	22"-23"
Roues pivotantes avant	6" solides
Roues motrices	9" solides
Roues pivotantes arrière	2" solides (anti-basculants)
Suspension	N/A
Autonomie par charge ^{2,3}	Jusqu'à 19,5 km / 12,1 mi à 200 lb / 91 kg
Poids des composants ^{4,5,6}	Section avant : 30,75 lb / 13,9 kg Section arrière : 36,5 lb / 16,5 kg Siège : 37 lb / 16,8 kg ou 44 lb / 20 kg Piles : 31,4 lb / 14,2 kg (boîtier de piles)
Siège Standard	Type : Mousse à mémoire, dossier moyen Matériau : Vinyle noir Dimensions : 18"L x 18"P, ou 20"L x 18"P
Motorisation	2 Moteurs sur les roues arrière
Système de freinage double	Régénératif et électromécanique
Électronique de base	40 amp, PG GC3
Batteries requises	Batteries 20 Ah dans un boîtier
Chargeur de batteries	Externe, 2A
Garantie	Châssis : limité à 5 ans Motorisation : limité à 13 mois Électronique: limité à 13 mois Batteries: limité à 13 mois

- 1 Les dispositifs médicaux Pride FDA classe II sont conçus pour aider les individus souffrant de déficiences motrices.
- 2 Varie selon le poids de l'utilisateur, le type de terrain, la capacité en mètre-heure des batteries, la charge des batteries, la condition des batteries et la condition et la pression des pneus. Cette spécification peut varier de ±10%.
- 3 Testé selon les standards ANSI/RESNA, MC Vol 2, Section 4 et ISO 7176-4. Les résultats sont basés sur des calculs théoriques selon les spécifications des batteries ainsi que la performance de la motorisation de l'appareil. Test effectué à la capacité maximale de poids.
- 4 En raison des tolérances de fabrication et de l'amélioration continue des produits, cette spécification peut être sujette à des variations de ±3%.
- 5 Le poids des batteries peut varier en fonction du fabricant.
- 6 Le poids du siège inclut le joystick.

PRIDE[®]
MOBILITY
VIVEZ VOTRE MEILLEUR[®]

(Canada) 888-570-1113

pridemobility.ca |      

REMARQUE: Toutes les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Les informations contenues dans ce document sont correctes au moment de la publication; nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. La vitesse et l'autonomie varient en fonction du poids de l'utilisateur, du type de terrain, de la charge de la batterie, de l'état de la batterie et de la pression des pneus. En raison des tolérances de fabrication et de l'amélioration continue des produits, la longueur, la largeur, le rayon de braquage et la garde au sol peuvent être sujets à des écarts de ±3%. Les sièges sur commande spéciale ou de dimensions non standards ne sont pas rabattables à plat et réglables en profondeur.

FRCA_GOCHAIRMED-Trifold_110424

GOCHAIR[®]
MED

Le
VOYAGE
Simplifié



Dispositif médical
FDA Classe II

VIVEZ VOTRE MEILLEUR[®]

pridemobility.ca |      

PUISSANCE, INDÉPENDANCE, PORTABLE.



Dispositif médical FDA Classe II



Démontage rapide pour le transport ou le stockage



Support de manette escamotable en option pivote selon un angle pour un accès pratique



Personnalisez votre Go Chair® avec un ou plusieurs accessoires en option

La Go Chair® MED est n°1 en matière de portabilité ! Avec un démontage pratique en un clin d'œil, la Go Chair MED vous permet pour faire l'expérience d'un voyage léger et indépendant dès le départ. Compact, portable et parfait pour les voyages, le Go Chair® MED est un fauteuil motorisé riche en fonctionnalités qui se démonte facilement en quelques étapes seulement !

CARACTÉRISTIQUES

- Siège à mousse à mémoire, dossier moyen 18 x 18 ou 20 x 18 Siège pivotant à 5 points, avec ceinture abdominale de 60 pouces
- Rayon de braquage compact
- Grande palette perforée pour les pieds
- Démontage d'une seule main

OPTIONS

- Support de manette escamotable pour un accès pratique

COULEURS DISPONIBLES



ACCESSOIRES*

- Porte-verre
- Support de bonbonne d'oxygène
- Ceinture sous-abdominale (50", 70")
- Support pour canne de marche ou béquille (3" de diamètre simple, 3" double)
- Support de montage arrière
- Sac double fixé sur l'appui-bras
- Drapeau de sécurité
- Chargeur USB pour petits appareils électroniques
- Housse de protection

* Un seul accessoire peut être installé à l'arrière.