

Modèle	Go Go Elite Traveller® 2 (4 roues)
Code de commande	SC442E
Capacité de poids	300 lb (136 kg)
Vitesse maximale ²	4 mi/h (6.4 km/h)
Garde au sol ⁴	1.38" au moteur
Rayon de braquage ⁴	37"
Longueur hors-tout ⁴	39.4"
Largeur hors-tout ⁴	19.5"
Hauteur siège-plancher ⁴	16.4" - 17.9"
Pneus ⁴	Avant: 7" Arrière: 8"
Autonomie par charge ^{2,3}	13.8 milles ou 22.1 km (220 lb)
Poids total sans les batteries ⁴	83 lb
Pièces la plus lourde une fois l'appareil démonté ⁴	35 lb (section avant)
Siège Standard ⁴	Type: Compact, pliant Poids: 22.5 lb Matériau: Vinyle noir Dimensions: 17"x17"
Motorisation	Boîte-pont scellée, Moteur 24V CC
Système de freinage double	Regénératif et électromécanique
Batteries Requises	(2) batteries 12V, 18Ah, à décharge profonde
Poids des batteries ⁵	18 Ah: 29.6 lb (bac à batteries)
Chargeur de batteries	Externe, 2A
Garantie	Châssis : À vie limitée Électronique: 2 ans, limitée Motorisation : 2 ans, limitée Batteries: 13 mois

- 1 Les appareils médicaux Pride® de classe II de la FDA sont conçus pour fournir une assistance aux personnes à mobilité réduite
- 2 Varie selon le poids de l'utilisateur, le type de terrain, la capacité en ampère-heure (AH) des batteries, la charge des batteries, la condition des batteries et des pneus. Cette spécification peut varier de +10%, -10%.
- 3 Testé selon les standards ANSI/RESNA, WC Vol. 2, Section 4 et ISO 7176-4. Les résultats sont basés sur des calculs théoriques selon les spécifications des batteries ainsi que la performance de la motorisation de l'appareil. Test effectué à la capacité maximale de poids.
- 4 En raison des tolérances de fabrication et de l'amélioration continue des produits, cette spécification peut être sujette à une variation de +3%, -3%.
- 5 Le poids des batteries peut varier en fonction du fabricant.



PRIDE
MOBILITY
VIVEZ VOTRE MEILLEUR®

pridemobility.ca



NOTE: Toutes les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Les informations contenues dans ce document sont exactes au moment de la publication; nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. La vitesse et l'autonomie varient en fonction du poids de l'utilisateur, du type de terrain, de la charge de la batterie, de l'état de la batterie et de la pression des pneus. En raison des tolérances de fabrication et de l'amélioration continue des produits, la longueur, la largeur, le rayon de braquage et la garde au sol peuvent être sujets à des écarts de +/- 3%. Les sièges sur commande spéciale ou de dimensions non standards ne sont pas rabattables à plat et réglables en profondeur.

FRCA_GoGoET2_Trifold_050225

GO GO
ELITE TRAVELLER® 2

Modèle à 4 roues
(quadriporteur)

TOURNE SUR UN DIX-SOUS



Dispositif médical de classe II de la FDA¹



VIVEZ VOTRE MEILLEUR®

pridemobility.ca



TOURNE SUR UN DIX-SOUS



Nouveau siège compact et pliable amélioré avec un dossier en maille respirante pour plus de confort

Démontage facile d'une seule main



Panier avant (standard)

Panier de plancher amovible

Poignée d'ajustement facile à agripper

Pneus anti-crevaisons qui ne laissent pas de marques

8 choix de couleurs (Noir standard et un choix de couleur additionnel sans frais)

FDA Class II Medical Device¹



TOURNE SUR UN DIX-SOUS

Avec le Go Go Elite Traveller® 2, la manœuvrabilité dans les espaces restreints atteint un niveau supérieur avec un impressionnant rayon de braquage de 37". Le siège compact et pliable a été amélioré avec un dossier en maille respirante pour plus de confort. Vous apprécierez également les caractéristiques standard telles que le démontage d'une seule main, un chargeur USB intégré et de multiples paniers de rangement.

FEATURES

- Capacité de poids de 300 lb (136 kg)
- Vitesse maximale jusqu'à 6.4 km/h (4 mph)
- Rayon de giration amélioré de 37"
- Pneus anti-crevaisons qui ne laissent pas de marques
- Guidon delta et colonne de direction avec poignée d'ajustement et port de charge USB
- Le démontage facile d'une seule main permet de séparer facilement l'unité en 5 pièces légères
- Poteau de siège montée sur le châssis avant pour une stabilité optimale
- Le chargeur à double tension permet de charger le bloc-batterie à bord ou à l'extérieur de l'appareil
- Panier de plancher amovible pour du rangement additionnel
- Panier avant (standard)

PANNEAUX DE CARROSSERIE DE COULEUR MATTE



ACCESSOIRES*

- Bac à batteries de 18Ah
- Chargeur USB XLR 2.1A
- Porte-gobelet
- Support à béquilles d'avant-bras (canadiennes)
- Support à bonbonne d'oxygène
- Panier arrière
- Support à cannes/béquilles simple/ double de 3" de diamètre
- Sac de rangement double pour appui-bras
- Drapeau de sécurité
- Support à cannes/béquilles
- Boîtier de rangement sous le siège
- Support à cadre de marche
- Housse protectrice
- Support à béquilles standards

* Un seul accessoire arrière peut être utilisé à la fois.



Nouveau dossier en maille respirant



Rayon de braquage amélioré de 37" pour les manœuvres intérieures serrées



Démontage facile d'une seule main pour un transport ou un rangement rapide