

Modèle	Go-Go® Ultra X
Code de commande	3-roues: S39; 4-roues: S49
Capacité de poids	300 lb
Vitesse maximale ²	3-roues: Jusqu'à 4.3 mi/h (6.9 Km/h) 4-roues: Jusqu'à 4.1 mi/h (6.5 Km/h)
Garde au sol ⁴	1.25" au moteur
Rayon de braquage ⁴	3-roues: 36.5" 4-roues: 52.25"
Longueur hors-tout ⁴	40.25"
Largeur hors-tout ⁴	19.25"
Hauteur siège-plancher	16.5 - 18"
Hauteur siège-sol	21.5 - 23"
Pneus	Avant: 8" Arrière: 8"
Autonomie par charge ^{2,3}	3R: Jusqu'à 8 milles ou 12.8 km (200 lb) 3R: Jusqu'à 6.2 milles ou 9.9 km (300 lb) 4R: Jusqu'à 8.9 milles ou 14.3 km (200 lb) 4R: Jusqu'à 6.6 milles ou 10.6 km (300 lb)
Poids total sans les batteries	3-roues: 76.25 lb 4-roues: 81.5 lb
Pièces la plus lourde une fois l'appareil démonté ⁴	3-roues : 29.5 lb (section avant) 4-roues : 34.5 lb (section avant)
Siège Standard	Type : Compact, pliant Poids: 23 lb Matériau: Vinyle noir Dimensions: 17"x17"
Motorisation	Boîte-pont scellée, Moteur 24V CC
Système de freinage double	Regénératif et électromécanique
Batteries Requises ¹	Deux (2) 12 AH Poids : 20 lb (bac à batteries)
Chargeur de batteries	Externe, 2A
Garantie	Châssis : À vie limitée Électronique: 2 ans, limitée Motorisation : 2 ans, limitée

¹ Le poids des batteries peut varier en fonction du fabricant.

² Varie selon le poids de l'utilisateur, le type de terrain, la capacité ampère-heure (Ah) des batteries, la charge des batteries, la condition des batteries et des pneus. Ces spécifications peuvent varier de +/-10%.

³ Testé selon les standards ANSI/RESNA, WC Vol. 2, Section 4 et ISO 7176-4. Les résultats sont basés sur des calculs théoriques selon les spécifications des batteries ainsi que la performance de la motorisation de l'appareil. Test effectué à la capacité maximale de poids.

⁴ En raison des tolérances de fabrication et de l'amélioration continue des produits, cette spécification peut être sujette à des variations de +/- 3%.

PRIDE
MOBILITY
LIVE YOUR BEST®

Beamsville, Ontario • 888-570-1113

pridemobility.ca |    

NOTE: Toutes les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Les informations contenues dans ce document sont exactes au moment de la publication; nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. La vitesse et l'autonomie varient en fonction du poids de l'utilisateur, du type de terrain, de la charge de la batterie, de l'état de la batterie et de la pression des pneus. En raison des tolérances de fabrication et de l'amélioration continue des produits, la longueur, la largeur, le rayon de braquage et la garde au sol peuvent être sujets à des écarts de +/- 3%. Les sièges sur commande spéciale ou de dimensions non standards ne sont pas rabattables à plat et réglables en profondeur.

0003239-090821

GOOGO
ULTRA X

**PRIX DE LA CLASSE
ÉCONOMIQUE ...**

**... CARACTÉRISTIQUES
DE PREMIÈRE CLASSE !**



LIVE YOUR BEST®

pridemobility.ca |    

PRIX DE LA CLASSE ÉCONOMIQUE CARACTÉRISTIQUES DE PREMIÈRE CLASSE !



Le Go-Go® Ultra X regorge de fonctionnalités pour voyager sans soucis telles que le démontage facile d'une seule main et un boîtier de batteries qui s'installe simplement en le déposant. Avec une capacité de 300 lb, une vitesse et une autonomie impressionnantes, le Go-Go Ultra X est une valeur exceptionnelle.

Caractéristiques supplémentaires

- Poignée de réglage de la colonne de direction facile à agripper
- Panier avant standard
- Le démontage facile d'une seule main en 5 pièces légères pour le transport et le remisage
- Port de chargeur idéalement situé sur la console pour recharger votre scooter
- Le chargeur à double tension permet de charger les batteries sur le scooter ou séparément pour plus de commodité
- Pneus noirs exclusifs Pride qui ne font pas de marques sur le sol

Couleur des panneaux de carrosserie

Black

Accessoires*

- Housses contre les intempéries
- Bac à batteries 12AH
- Pochettes de rangement doubles pour appui-bras
- Porte-verre
- Drapeau de sécurité
- Rangement sous le siège
- Chargeur USB XLR 2.1A
- Support de téléphone intelligent
- Panier arrière
- Support de marchette
- Support à bonbonne d'oxygène
- Support à canne quadripode
- Support à canne arrière simple 3"
- Porte-canne/béquille
- Support à canne arrière double 3"
- Support de béquille canadiennes



Port de chargeur idéalement situé sur la console



Démontage facile d'une seule main pour le transport ou le remisage rapide.



Personnalisez votre Go-Go® avec un ou plusieurs de nos accessoires en option.

* Un seul accessoire arrière peut être utilisé à la fois.