

Jazzy® Carbon¹

Capacité maximale	300 lb (136 kg)
Rayon de giration ³	24"
Largeur hors-tout ³	24"
Longueur hors-tout ³	37"
Vitesse maximale ²	Jusqu'à 6 km/h (3.7 mi/h)
Garde au sol ³	2"
Roue avant ³	7"
Roues motrices ³	8.5 solides
Motorisation	24v/250W moteurs sans broches
Système de freinage	Électromécanique, régénératif
Suspension	Avant
Siège standard ³	17" x 17" mousse noire
Hauteur siège-plancher ³	20.25" avec coussin 18.75" sans coussin
Autonomie par charge ^{3,5}	Jusqu'à 15 km (9.3 milles)
Électronique	35A Contrôleur
Poids des composants ^{1,3,6}	Base: 39.6 lb (18 kg) Batterie: 4 lb (1.8 kg)
Poids total ^{3,4}	43.6 lb / 19.8 kg avec batterie
Batteries requise	24V 12AH (288WH) lithium-ion
Chargeur de batteries	2A, lithium-ion externe
Garantie	imitée à vie sur le châssis ; Limitée à 1 an sur la manette, le système électrique, les moteurs/leviers, les roulements à billes et les batteries

- 1 Les fauteuils électriques Jazzy® sont des dispositifs médicaux de classe II de la FDA conçus pour aider les personnes à mobilité réduite.
- 2 Varie selon le poids de l'utilisateur, le type de terrain, la capacité des batteries en AH, la charge et la condition des batteries ainsi que la condition et la pression des pneus. Ces informations peuvent varier de (+ ou -) 10%.
- 3 En raison des tolérances de fabrication et de l'amélioration continue du produit, cette spécification peut être sujette à un écart de (+ ou -) 3%.
- 4 Le poids total comprend la base, le siège et les batteries.
- 5 Testé conformément aux normes ANSI/RESNA, WC Vol2, section 4 et ISO 7176-4. Résultats dérivés de calculs théoriques basés sur les spécifications de la batterie et performances du système d'entraînement. Test effectué à la capacité de poids maximale.
- 6 Le poids des batteries peut varier selon le fabricant.



Dispositif médical de classe II de la FDA¹

PRIDE[®]
MOBILITY
VIVEZ VOTRE MEILLEUR[®]

pridemobility.ca



FRCA_JazzyCarbon_Trifold_112524



**SE PLIE À PLAT
POUR LE TRANSPORT**







**S'OUVRE
D'UNE
SEULE
MAIN !**



**SUFFISAMMENT
LÉGER POUR
ÊTRE SOULEVÉ !**

**LE FAUTEUIL ÉLECTRIQUE DE VOYAGE
N°1 EN AMÉRIQUE**

pridemobility.ca |    

Dispositif médical de classe II de la FDA¹

Jazzy[®] carbon

39.6
LBS
WEIGHT WITHOUT BATTERY

DÉPLIER, ENCLENCHER, ET C'EST PARTI !

Il s'agit de notre Jazzy[®] le plus portable à ce jour. En quelques secondes, le Jazzy Carbon se plie à plat pour faciliter le transport, et se déplie à nouveau pour vous permettre de bouger. Ultra-léger mais exceptionnellement solide, ce fauteuil roulant motorisé est votre ultime compagnon de voyage.

Pesant moins de 40 livres (sans la batterie), le Jazzy Carbon offre une vitesse de pointe de 3,7 mph et une capacité de charge de 300 livres.

CARACTÉRISTIQUES

- Manette à déconnexion rapide avec chargeur USB intégré.
- Batterie lithium 24V 12Ah (288WH) conforme aux normes aériennes*.
- Suspension avant pour une conduite en douceur.
- Châssis ultra-léger en fibre de carbone spécialement conçu pour les voyages.
- La base compacte se plie et se déplie facilement pour le transport en quelques étapes simples.
- Dossier rembourré avec pochette de rangement et coussin de siège, souple et amovible pour un confort tout au long de la journée.
- Les leviers de roue libre désengagent facilement le frein, permettant à ce fauteuil motorisé léger d'être poussé comme un fauteuil manuel.
- Rangement sous le siège et ceinture abdominale réglable.
- Porte-gobelet en maille standard.

COULEURS DISPONIBLES



Black

White

ACCESSOIRES

- Batterie supplémentaire.
- Support de manette aidant.
- **NOUVEAU !** Sac à batterie
- Appui-tête.
- **NOUVEAU !** Kit de voyage Jazzy[®] (comprend un sac pour ranger l'unité pliée et un sac de batterie séparé)
- Coussin Stealth[®] Simplicity

* Le transport de cet article dans un avion commercial est soumis aux réglementations fédérales et à la politique de la compagnie aérienne. Veuillez consulter votre compagnie aérienne avant votre vol pour vous assurer que votre Jazzy[®] Carbon et sa batterie au lithium-ion sont autorisés.

Dossier rembourré
avec pochette de
rangement

Manette amovible avec chargeur
USB intégré

Porte-gobelet
en maille

Cadre en fibre de
carbone ultra-léger

La base compacte se plie
et se déplie facilement
pour un transport facile
en quelques étapes

Batterie au lithium
conforme aux normes
aériennes*

Suspension avant
pour une conduite
en douceur

Rangement
sous le siège



FDA Class II
Medical Device¹

NOUVEAU!



Sac pour la batterie



Hauteur: 28.3" | Largeur: 24" | Profondeur: 12.2"



Le kit de voyage Jazzy[®] comprend un sac pour protéger votre Jazzy[®] Carbon plié et un sac séparé pour la batterie.

Se plie rapidement et facilement pour le transport ou le remisage.

Suspension avant pour une conduite en douceur