

Numéro de modèle	Jazzy® Carbon 27
Capacité de poids	300 lb (136 kg)
Vitesse maximale¹	Jusqu'à 3,7 mph (6 km/h)
Garde au sol	1 po au niveau du moteur
Rayon de braquage³	33,4 po
Longueur totale³	35,04 po
Largeur totale³	23,43 po
Suspension	Suspension avant seulement
Pneus	Avant : 6,89 po Arrière : 8,27 po
Autonomie par charge^{1,2}	Jusqu'à 9,3 mi (15 km) par charge
Poids du produit⁵	27,8 lb (12,6 kg) sans batteries
Siège standard³	Dimensions : 17 po × 17 po Plateau d'assise rigide avec coussin amovible et dossier en toile maillée.
Puissance du moteur	24 V – 250 W, moteur brushless (sans balais)
Freins	Régénératifs et électromécaniques
Besoins de batterie	Type : Boîte de batterie lithium Capacité : 12 Ah
Poids de la batterie⁴	4,63 lb (2,1 kg)
Chargeur de batterie	2 ampères
Garantie	5 ans sur le cadre 1 an, électronique limitée 1 an, transmission limitée 1 an, batterie limitée

DISPOSITIF DE MOBILITÉ MOTORISÉ, NON CODÉ PAR LE DME PDAC

- 1 Les valeurs varient selon le poids de l'utilisateur, le type de terrain, l'ampérage de la batterie (Ah), la charge de la batterie, l'état de la batterie et l'état des pneus. Cette spécification peut être sujette à une variation de (+ ou -) 10 %.
- 2 Testé conformément aux normes ANSI/RESNA, MC Vol2, Section 4 et ISO 7176-4. Les résultats proviennent de calculs théoriques basés sur les spécifications de la batterie et la performance du système d'entraînement. Test effectué à la capacité de poids maximale.
- 3 En raison des tolérances de fabrication et de l'amélioration continue des produits, cette spécification peut être sujette à une variation de (+ ou -) 3 %.
- 4 Le poids de la batterie peut varier selon le fabricant.
- 5 Inclut le poids du siège standard. Le produit est en configuration de transport, avec tous les accessoires retirés.
- 6 Le transport de cet article sur un vol commercial est soumis aux réglementations fédérales et aux politiques des compagnies aériennes. Veuillez consulter votre transporteur avant votre vol pour vous assurer que votre Jazzy® et sa batterie lithium-ion sont permis à bord.

* Les dispositifs médicaux Pride®, de classe II selon la FDA, sont conçus pour aider les personnes ayant des limitations de mobilité.

Jazzy[®] carbon 27

Seulement
27 lb
sans la
batterie

PRIDE
MOBILITY[®]
pridemobility.ca

Dispositif médical de classe II selon la FDA*

NOTE : Toutes les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Les informations contenues dans ce document sont exactes au moment de la publication; nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. La vitesse et l'autonomie varient selon le poids de l'utilisateur, le type de terrain, la charge de la batterie, l'état de la batterie et la pression des pneus. En raison des tolérances de fabrication et de l'amélioration continue des produits, la longueur, la largeur, le rayon de braquage et la garde au sol peuvent être sujets à une variation de + ou - 3 %. Les dimensions indiquées concernent uniquement la base motorisée. Les mesures globales varieront selon le siège et les accessoires choisis.



Se plie et se
déplie facilement



Joystick à
déconnexion
rapide avec écran



Suspension avant
complète

Jazzy
carbon 27

Seulement
27 lb
sans la
batterie

Présenté avec appuie-tête optionnel et
support de conduite pour accompagnateur

Siège 17 po x 17 po
avec dossier en filet

Ceinture abdominale
ajustable (De série)

Structure durable et
légère en fibre de
carbone

Porte-gobelet
en filet (De série)

Base compacte
qui se plie et se
déplie facilement
pour le transport

Dispositif médical de
classe II selon la FDA*

Suspension
avant complète

Joystick à déconnexion
rapide avec écran ACL

Suspension avant
complète

Levier de déverrouillage
facilement accessible

Se plie et se déplie
facilement pour le transport

REPENSER LES LIMITES DE LA MOBILITÉ ULTRALÉGÈRE

La qualité de classe mondiale de Jazzy® atteint un nouveau sommet en matière de mobilité légère avec le fauteuil motorisé Jazzy® Carbon 27. Pesant seulement 27,8 lb sans la batterie, ce modèle se plie en un clin d'œil, se range facilement pour un transport pratique et offre une structure robuste en fibre de carbone.

Voyagez l'esprit tranquille et découvrez la différence Jazzy®.

CARACTÉRISTIQUES

- Le fauteuil pèse 27,8 lb sans la batterie
- Capacité de poids de 300 lb
- Structure durable en fibre de carbone
- Suspension avant pour une conduite tout en douceur
- Vitesse maximale allant jusqu'à 3,7 mph (6 km/h)
- Dimensions pliées :
27,5 po (L) x 23,4 po (l) x 13,38 po (H)
- Conception à pliage facile, sécurisée par une sangle
- Accoudoirs légers en fibre de carbone, relevables
- Batterie lithium de 12 Ah, conforme aux exigences aériennes⁶ (de série)
- Joystick LCD à déconnexion rapide avec affichage numérique, port USB-C et lumière de sol
- Porte-gobelet en filet, coussin et ceinture abdominale ajustable (de série)

OPTIONS DE COULEURS

Night Sky

Black Cherry

ACCESSOIRES OPTIONNELS

- Batterie lithium supplémentaire de 12 Ah, conforme aux exigences aériennes⁶
- Batterie lithium supplémentaire de 20 Ah (À VENIR)
- Sac de transport pour batterie
- Support d'appuie-tête et de conduite pour accompagnateur
- Trousse de voyage Jazzy®
- Coussin Simplicity – 17 po x 17 po



trousse de voyage Jazzy® illustrée