

<b>Numéro de modèle</b>	Jazzy® Carbon 27X
<b>Capacité de poids</b>	275 lb (125 kg)
<b>Vitesse maximale<sup>1</sup></b>	Jusqu'à 3,7 mph (6 km/h)
<b>Garde au sol<sup>3</sup></b>	3 po
<b>Rayon de braquage<sup>3</sup></b>	35,4 po
<b>Longueur totale<sup>3</sup></b>	41 po
<b>Largeur totale<sup>3</sup></b>	23 po
<b>Hauteur du siège au sol</b>	19,7 po
<b>Pneus</b>	Jusqu'à 3,7 mph (6 km/h)
<b>Autonomie par charge<sup>1,2</sup></b>	Jusqu'à 8 mi (13 km) par charge
<b>Poids du produit<sup>3,5</sup></b>	27,5 lb (13 kg) sans batteries
<b>Siège standard<sup>3</sup></b>	Assise et dossier : Dossier en toile rembourrée avec assise en toile et coussin d'assise amovible.
<b>Dimensions pliées</b>	34 po (L) × 12 po (l) × 30 po (H)
<b>Puissance du moteur</b>	24 V — 150 W
<b>Freins</b>	Régénératifs et électromécaniques
<b>Besoins de batterie<sup>6</sup></b>	24 V – 10 Ah
<b>Poids de la batterie<sup>4</sup></b>	3,5 lb (1,6 kg)
<b>Chargeur de batterie</b>	3,5 A
<b>Garantie</b>	5 ans – cadre (limitée) 2 ans – électronique (limitée) 2 ans – transmission (limitée) 13 mois – batterie

#### DISPOSITIF DE MOBILITÉ MOTORISÉ, NON CODÉ PAR LE DME PDAC

1 Les valeurs varient selon le poids de l'utilisateur, le type de terrain, l'ampérage de la batterie (Ah), la charge de la batterie, l'état de la batterie et l'état des pneus. Cette spécification peut être sujette à une variation de (+ ou -) 10 %.

2 Testé conformément aux normes ANSI/RESNA, MC Vol2, Section 4 et ISO 7176-4. Les résultats proviennent de calculs théoriques basés sur les spécifications de la batterie et la performance du système d'entraînement. Test effectué à la capacité de poids maximale.

3 En raison des tolérances de fabrication et de l'amélioration continue des produits, cette spécification peut être sujette à une variation de (+ ou -) 3 %.

4 Le poids de la batterie peut varier selon le fabricant.

5 Inclut le poids du siège standard. Le produit est en configuration de transport, avec tous les accessoires retirés.

6 Le transport de cet article sur un vol commercial est soumis aux réglementations fédérales et aux politiques des compagnies aériennes. Veuillez consulter votre transporteur avant le vol pour vous assurer que votre Jazzy® et sa batterie lithium-ion sont permis à bord.

\* Les dispositifs médicaux Pride®, de classe II selon la FDA, sont conçus pour aider les personnes ayant des limitations de mobilité.

**PRIDE  
MOBILITY®**  
pridemobility.ca



NOTE : Toutes les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Les informations contenues dans ce document sont exactes au moment de la publication; nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. La vitesse et l'autonomie varient selon le poids de l'utilisateur, le type de terrain, la charge de la batterie, l'état de la batterie et la pression des pneus. En raison des tolérances de fabrication et de l'amélioration continue des produits, la longueur, la largeur, le rayon de braquage et la garde au sol peuvent être sujets à une variation de + ou - 3 %. Les sièges sur commande spéciale ou les dimensions non standard ne seront pas pliables à plat ni ajustables en profondeur.

**Jazzy®**  
**carbon 27X**

Seulement  
**27lb**  
sans la batterie



Dispositif médical de  
classe II selon la FDA\*

FRCA\_JazzyCarbo27X\_Trifold\_011926

# Jazzy<sup>®</sup>

carbon 27X

Seulement  
**27lb**  
sans la batterie



Se plie et se déplie facilement pour le transport



Structure avancée et durable en fibre de carbone



Structure en X permettant un pliage vertical



Loquet pour verrouiller l'appareil en position ouverte ou fermée

## VOTRE FACTEUR X DE MOBILITÉ.

Le Jazzy<sup>®</sup> Carbon 27X se plie verticalement en quelques secondes grâce à sa structure en X, et il ne pèse que 27,5 lb sans la batterie. Composé de fibre de carbone ultra-résistante, ce fauteuil motorisé est suffisamment robuste pour accompagner toutes vos aventures, tout en étant assez léger pour vous suivre partout.

## CARACTÉRISTIQUES

- Le fauteuil pèse 27,5 lb sans la batterie
- Capacité de poids de 275 lb
- Vitesse maximale jusqu'à 3,7 mph (6 km/h)
- Structure en X permettant un pliage presque à plat en position verticale
- Advanced carbon fiber frame offers durability and light weight
- Cadre en fibre de carbone avancé, durable et ultraléger
- Repose-pieds ajustables
- Adjustable Foot Rests
- Batterie lithium conforme aux exigences aériennes\*\* (10 Ah seulement)
- Pochette de rangement à l'arrière du dossier
- Coussin et ceinture abdominale ajustable (de série)
- Joystick programmable à déconnexion rapide (de série)
- Espace de rangement en fibre de carbone avec porte-gobelet (de série)
- Poignées rabattables pour un rangement facile

## OPTIONS DE COULEURS

Black

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

- Batterie supplémentaire de 10 Ah, conforme aux exigences aériennes\*\*
- Sac de transport pour batterie
- Trousse de voyage Jazzy<sup>®</sup> (À venir)
- Écussons militaires
- Coussin Simplicity 18 po x 18 po
- Porte-gobelet en filet