

Jazzy® Ultra Light¹

| | |
|-------------------------------------|--|
| Capacité maximale | 300 lb / 136 kg |
| Rayon de giration ³ | 33.19" |
| Largeur hors-tout ³ | 24.49" |
| Longueur totale ³ | 40.91" |
| Vitesse maximale ² | Jusqu'à 3.69 mph / 5.94 km/h |
| Garde au sol ³ | 2.17" au moteur |
| Roues pivotantes avant ³ | 8" solides |
| Roues motrices ³ | 10.71" solides |
| Motorisation | 2 Moteurs sur les roues arrière |
| Système de freinage double | Régénératif et électromécanique |
| Suspension | Fourches avec suspension |
| Dimensions du Siège ³ | 18" x 18" |
| Autonomie par charge ^{2,5} | 10Ah: 12.9 km / 8 mi à 200 lb / 90.72 kg 11.3 km / 7 mi à 300 lb / 136.1 kg 20Ah: 26.3km / 16.4mi à 200lb/90.72kg 23.1 km/14.4 mi à 300 lb / 136.1 kg |
| Poids des composants ⁴ | Fauteuil assemblé ⁶ : 32.6 lb / 14.8 kg Batterie 10Ah : 4.96 lb / 2.25 kg Batterie 20Ah : 7.4 lb / 3.4 kg |
| Batteries requise | 10Ah, 25.2V Lithium-ion ou 20Ah, 25.2V Lithium-ion |
| Chargeur de batteries | Externe |
| Garantie | Châssis : durée de vie limitée Motorisation : 1 an Électronique: 1 an Batteries: 13 mois |



PRIDE[®]
MOBILITY
VIVEZ VOTRE MEILLEUR[®]

(Canada) 888.570.1113

pridemobility.ca |

REMARQUE: Toutes les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Les informations contenues dans ce document sont correctes au moment de la publication; nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. La vitesse et l'autonomie varient en fonction du poids de l'utilisateur, du type de terrain, de la charge de la batterie, de l'état de la batterie et de la pression des pneus. En raison des tolérances de fabrication et de l'amélioration continue des produits, la longueur, la largeur, le rayon de braquage et la garde au sol peuvent être sujets à des écarts de ±3%. Les sièges sur commande spéciale ou de dimensions non standards ne sont pas rabattables à plat et réglables en profondeur.

FRCA_JazzyUltraLight_Trifold_112524

Jazzy[®]
ULTRA LIGHT



LE VOYAGE



Pèse
seulement
33Lb
sans la batterie

LÉGER



REDÉFINI

pridemobility.ca |

1 Les dispositifs médicaux Pride FDA classe II sont conçus pour aider les individus souffrant de déficiences motrices.

2 Varie selon le poids de l'utilisateur, le type de terrain, la capacité en mètre-heure des batteries, la charge des batteries, la condition des batteries et la condition et la pression des pneus. Cette spécification peut varier de ±10%.

3 En raison des tolérances de fabrication et de l'amélioration continue des produits, cette spécification peut être sujette à des variations de ±3%.

4 Le poids des batteries peut varier en fonction du fabricant.

5 Testé selon les standards ANSI/RESNA, MC Vol 2, Section 4 et ISO 7176-4. Les résultats sont basés sur des calculs théoriques selon les spécifications des batteries ainsi que la performance de la motorisation de l'appareil. Test effectué à la capacité maximale de poids.

6 Ne comprend pas le boîtier de batterie, le coussin et le porte-gobelet.

Jazzy®

ULTRA LIGHT

Pèse
seulement
33Lb
sans la batterie

Dossier en
maille aérée

Manette amovible à
déconnexion rapide

Cadre ultraléger en
fibre de carbone

Pneus
perforés

Porte-gobelet en
maille standard

Batterie au lithium
conforme aux normes des
compagnies aériennes**
(10Ah uniquement)

Fourches à
suspension

Dispositif médical de classe II de la FDA

LE JAZZY® DEVIENT DE PLUS EN PLUS LÉGER !

Le fauteuil roulant motorisé Jazzy® Ultra Light pèse un remarquable 33 livres sans la batterie et offre une durabilité supérieure grâce à un châssis entièrement en fibre de carbone. Pliable, portable et conçu pour le confort, c'est votre compagnon idéal pour tous les voyages qui vous attendent.

Features

- Caractéristiques
- Conception facile à plier qui se verrouille en position pliée
- Pèse seulement 33 livres sans la batterie
- Dossier et siège en maille avec coussin standard pour un soutien supplémentaire
- Cadre durable en fibre de carbone
- Porte-gobelet en maille et manette amovible fixés à l'un ou l'autre des accoudoirs
- Alimenté par une batterie au lithium conforme aux normes des compagnies aériennes** (10Ah seulement)
- Garde au sol de 2 pouces
- Suspension avant pour assurer une conduite en douceur sur différents terrains
- Compatible avec notre nouveau sac de voyage Jazzy®.
- Les feux arrière s'allument lorsque l'unité est en mouvement
- Support de manette aidant et appui-tête en option

Couleur disponible

Black

Accessoires

- Sac de voyage Jazzy
- Batterie supplémentaire
- Support de manette aidant et appui-tête en option
- Housses d'accoudoir rembourrées

** Le transport de cet article dans un avion commercial est soumis aux réglementations fédérales et à la politique de la compagnie aérienne. Veuillez consulter votre compagnie aérienne avant le vol pour vous assurer que votre Jazzy® Ultra Light et sa batterie au lithium-ion sont autorisés.



Pneus perforés



Conception de pliage facile qui se verrouille en position pliée



Support de manette aidant et support d'appui-tête en option