

# VivaLIFT! PREMIER

METTANT EN VEDETTE SON  
**IMMERSIF**

Appui-tête, dossier  
et lombaire contrôlés  
indépendamment

Coussins chauffants  
aux Niveaux des  
Épaules, Lombaire  
et Siège

Hauts-Parleurs intégrés

Système de massage  
avancé à vessie à air  
qui apaise doucement  
le bas du dos

Manette de contrôle  
avec mémoire  
qui peut être fixée  
magnétiquement sur  
l'appui-bras

Dispositifs médicaux FDA de classe II<sup>1</sup>

## STIMULEZ VOS SENS

Plongez dans une expérience de divertissement pas comme les autres ! Le Premier de VivaLift!® est un fauteuil inclinable électrique qui est doté d'un système audio intégré et d'une fonction de grondement pour vous donner l'impression de faire partie de votre film, événement sportif ou jeu vidéo préféré. Ajustez les paramètres à votre guise tout en profitant des fonctionnalités Premium telles que l'inclinaison, chaleur et massage, et position de détente infinie !



Numérisez  
pour en  
apprendre  
encore plus!

[pridemobility.ca](http://pridemobility.ca)



**PRIDE  
MOBILITY®**



Dispositifs médicaux  
FDA de classe II<sup>1</sup>

Cuir Véritable

**SORRENTO COFFEE**

Cuir Véritable

**SORRENTO ECLIPSE**

Bascule VivaLift!<sup>®</sup> Exclusive



Porte-verre autonivelant

Chargeur cellulaire  
sans-fil et ports de  
chargement USB A&C

Contrôles du système Audio dans l'appui-bras



Chaleur et massage boutons avec 3 intensités



## CARACTÉRISTIQUES

- AUDIO IMMERSIF ! Les haut-parleurs sont intégrés à cette chaise et se connectent aux TV/Radio/Médias via la technologie Bluetooth<sup>®</sup>.  
– Les commandes audio sont situées dans l'accoudoir.
- Coussins chauffants au niveau des épaules, des lombaires et du siège
- Système de massage à vessie pneumatique
- Chargeur sans fil et porte-gobelet autonivelant
- Ports de chargement USB-A et USB-C
- La commande manuelle comprend une station d'accueil magnétique, un bouton mémoire et une commande d'inclinaison.
- Rallonge de repose-pieds standard
- La batterie de secours au lithium garantit que votre fauteuil inclinable sera repositionnable dans la position neutre lors des pannes électriques

## SPÉCIFICATIONS

TYPE DE POSITION	Infinie avec bascule
DIMENSION	Moyen
GRANDEURS SUGGÉRÉES	5'4" - 5'10"
CAPACITÉ DE POIDS	400 lb
HAUTEUR SOL-SIÈGE	20.5"
PROFONDEUR DU SIÈGE	21"
PROFONDEUR DU SIÈGE TOTALE (AVEC REPOSE-PIEDS ENTIÈREMENT SURÉLEVÉ)	39.5"
LARGEUR DE SIÈGE	23"
HAUTEUR DE DOSSIER	26"
SIÈGE COMPLÈTEMENT REMBOURRÉ	Oui
TYPE DE SIÈGE	Ressorts enchâssés
HAUTEUR TOTALE	43"
DISTANCE DU MUR	17"
LARGEUR TOTALE	39.5"
POIDS TOTAL	232 lb
GARANTIE	7 ans au Prorata

1. Les fauteuils inclinables électriques VivaLift!<sup>®</sup> sont des dispositifs médicaux FDA de classe II conçus pour aider les personnes à mobilité réduite.

Remarque : Les mesures peuvent varier de +/- 1 ". Spécifications sujettes à changement sans préavis. Les informations contenues dans ce document sont exactes au moment de la publication ; nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis.



pridemobility.ca

**PRIDE  
MOBILITY<sup>®</sup>**