

VivaLIFT!®

COLLECTION DE FAUTEUILS AUTO-SOULEVEURS
INCLINABLES MOTORISÉS

LE FAUTEUIL
AUTO-SOULEVEUR
INCLINABLE LE
PLUS CONFORTABLE
AU MONDE !

LE FAUTEUIL AUTO-SOULEVEUR À 5 MOTEURS



Montré en tissu Slate Capriccio

Manette à bascule de
conception ergonomique
avec une position de
mémoire programmable
et un port de charge USB



NOUVELLE bascule exclusive VivaLift!®



Boutons de chaleur et de massage facilement
accessibles à l'intérieur de l'accoudoir gauche



NOUVELLES
FONCTIONNALITÉS:
**MANETTE À BASCULE
AVEC CHALEUR
ET MASSAGE**
TECHNOLOGIE DE
BASCULE VIVALIFT!®

VIVALIFT!® ULTRA

Lorsque vous avez besoin d'apaiser le stress de votre journée, la collection de fauteuils auto-souleveurs VivaLift! Ultra est là pour vous! La technologie de bascule exclusive VivaLift!® s'incline pour que vos genoux soient surélevés au-dessus de votre cœur. Le système de massage avancé exerce une légère pression sur le bas du dos. Choisissez parmi trois réglages d'intensité pour un massage parfait !



Scannez ici pour
plus d'informations
sur **VivaLift!®**



PRIDE®
MOBILITY
VIVEZ VOTRE MEILLEUR®

VIVALIFT!® ULTRA

VivaLIFT!
COLLECTION DE FAUTEUILS AUTO-SOULEVEURS
INCLINABLES MOTORISÉS

COLLECTION	ULTRA ¹	ULTRA ¹	ULTRA ¹
MODÈLE	PLR-4955S	PLR-4955M	PLR-4955L
POSITIONS	Infinie	Infinie	Infinie
GRANDEUR	Petit 5'4" et moins	Medium 5'5"-6'	Large 6' et plus
CAPACITÉ DE POIDS	400 lb	400 lb	400 lb
HAUTEUR SOL-SIÈGE	18"	19.5"	21.5"
PROFONDEUR DU SIÈGE	18"	21"	22"
LARGEUR DU SIÈGE	20"	22.5"	23"
HAUTEUR DOSSIER-SIÈGE	25"	28"	30"
COUSSIN DE SIÈGE COMPLET	Oui	Oui	Oui
EXTENSION D'APPUI-PIED	Standard	Standard	Standard
TYPE DE SIÈGE	Comfort Total	Comfort Total	Comfort Total
HAUTEUR TOTALE DU FAUTEUIL	41"	43"	47"
DISTANCE AVEC LE MUR	15"	15"	21.5"
LARGEUR TOTALE DU FAUTEUIL	37"	39"	39"
POIDS DU FAUTEUIL	158 lb	158 lb	176 lb
GARANTIE	7 ans au prorata	7 ans au prorata	7 ans au prorata

Remarque : Les mesures peuvent varier de +/- 1". Spécifications sujettes à changement sans préavis. Les informations contenues dans ce document sont correctes au moment de la publication ; nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis.



LR = Indique le délai de livraison disponible le plus court

FEATURES AND BENEFITS

- Nouveau !** Bascule VivaLift!® incline le fauteuil auto-souleveur dans une position où les genoux sont élevés au-dessus de votre cœur, procurant une sensation d'apesanteur
- Nouveau !** Système de massage avancé avec une simple pression sur un bouton offrant une légère pression au bas du dos pour un massage apaisant avec trois réglages d'intensité
- Manette à bascule nouvellement conçue :
 - La bascule facile à utiliser au milieu de la télécommande effectue les positions haut/bas et d'inclinaison
 - Un bouton de mémoire pour programmer la position préférée de votre client
 - Bouton pour la bascule
 - Chargeur USB
- Nouveau !** Boutons de chaleur et de massage facilement accessibles à l'intérieur de l'accoudoir gauche
- Nouveau !** Trois coussinets chauffants situés au niveau des épaules, des lombaires et du siège vous permettent d'ajuster vos niveaux de chaleur pour votre confort
- Le positionnement véritablement infini permet au dossier et au repose-pieds de se déplacer indépendamment l'un de l'autre afin d'atteindre une variété de positions
- La station de charge sans fil dissimulable recharge facilement votre téléphone
- Le porte-gobelet dissimulable garde votre boisson à portée de main
- L'appui-tête motorisé soulève votre tête, votre cou et vos épaules pour un soutien maximal
- Le soulèvement offre une assistance pratique pour entrer et sortir du fauteuil inclinable
- Le support lombaire motorisé vous permet de personnaliser votre confort
- L'extension du repose-pied permet de vous détendre et de vous étirer complètement
- La batterie de secours au lithium garantit que votre fauteuil auto-souleveur est opérationnel lorsque le courant est coupé

TISSU STANDARD: **CAPRICCIO**



SLATE CAPPUCCINO SMOKE DOVE

Beamsville, ON / 888-570-1113 / pridemobility.ca

PRIDE[®]
MOBILITY
VIVEZ VOTRE MEILLEUR[®]