

Product Specificaties Blad

D

E

F

G

H

I

A

B

C

	Model Nummer	3-wiel: SC402E; 4-wiel: SC442E, SC442EMS
	Klasse	A
	Maximale belasting	136 kg (300 lbs.)
	Snelheid (Max) ¹	3- en 4-wiel: 6,8 km/h (4,23 mph)
	Bodemvrijheid ²	3-wiel: 32 mm (1,26 in.) bij transaxle 4-wiel: 34 mm (1,34 in.) bij transaxle
	Draaicirkel ²	3-wiel: 790 mm (31,1 in.) 4-wiel: 940 mm (37 in.)
	Breedte bij omkeren (3-puntsdraai) ²	3-wiel: 1215 mm (47,83 in.) 4-wiel: 1457 mm (57,36 in.)
	Lengte ²	3-wiel: 961 mm (37,83 in.) 4-wiel: 1000 - 1036 mm (39,37 - 40,79 in.)
	Breedte ²	3 en 4-wiel: 494 mm (19,45 in.)
	Banden	3-wiel: Voorkant: 203 mm (2 in. x 8 in.) solide 4-wiel: Voorkant: 178 mm (2 in. x 7 in.) solide 3- en 4-wiel: Achterkant: 203 mm (2,5 in. x 8 in.) solide
	Afstand per laadbeurt ^{1, 4, 7}	3 wielen: (12Ah) Tot 8,85 km (5,5 mijl) (18Ah) Tot 14,5 km (9 mijl) Tot 18,3 km (11,3 mijl) bij 99,79 kg (220 lbs.) 4 wielen: (12Ah) Tot 10,62 km (6,6 mijl) (18Ah) Tot 16,7 km (10,4 mijl) Tot 22,1 km (13,8 mijl) bij 99,79 kg (220 lbs.)
	Gewicht zonder accu's ⁵	3-wiel: 35,3 kg (77,8 lbs.) 4-wiel: 37,7 kg (83 lbs.)
	Zwaarste component Voorkant geraamte bij demontage (Voorstuk)	3-wiel: 13,6 kg (30 lbs.) 4-wiel: 15,9 kg (35 lbs.)
	Stoel	Type: Gegoten kunststof, Mesh-rug Materiaal: Zwart Vinyl Breedte: 432 mm (17 in.) Diepte: 432 mm (17 in.) Gewicht: 10,4 kg (23 lbs.)
	Aandrijving	Achterwielaandrijving, gesloten transaxle, 24 Volt DC motor
	Remsysteem	Elektromagnetische remmen
	Accu's ^{6, 7}	Type: Twee 12 volt, gesloten loodzuur, niet-lekbaar, diepe cyclus
	Accu pack gewicht ^{6, 7}	12 Ah accu pack: 8,75 kg (19,5 lbs.) 18 Ah accu pack: 13,4 kg (29,6 lbs.)
	Lader	SC402E, SC442E: 2 amp Externe lader SC442EMS: 3,5 amp Externe lader
	Vrijloop operational kracht	Minder dan 60 N
	Bedieningskracht van aandrijfbesturing	Minder dan 5 N
	Maximaal toegestane helling	3 en 4-wiel: 10,5% (6°)
	Maximum Klimcapaciteit per Obstakel (Oplopend/Afopend)	3-wiel: 60 mm (2,36 in.) 4-wiel: 50 mm (1,97 in.)
	Hoogte van zitting to dek	3-wiel: 418 - 455 mm (16,46 - 17,91 in.) 4-wiel: 416 - 453 mm (16,38 - 17,83 in.)
	Zithoogte	3 en 4-wiel: 425 mm (16,73 in.)
	Totale hoogte	3 en 4-wiel: 907 - 944 mm (35,71 - 37,17 in.)
	Gemeten geluidsniveau (A-gewogen)	Minder dan 65 dB

Especificaciones de Producto

D

E

F

G

H

I

A

B

C

	Números de modelo	3-ruedas: SC402E; 4-ruedas: SC442E, SC442EMS
	Clase de uso	A
	Capacidad de carga	136 kg (300 libras)
	Velocidad (máx) ¹	3- y 4-ruedas: 6.8 km/h (4.23 mph)
	Distancia al suelo ²	3 ruedas: 32 mm (1.26 pulgadas) en la transmisión 4 ruedas: 34 mm (1.34 pulgadas) en la transmisión
	Radio de giro ²	3-ruedas: 790 mm (31.1 pulgadas) 4-ruedas: 940 mm (37 pulgadas)
	Anchura necesaria para girar (dar la vuelta) ²	3-ruedas: 1215 mm (47.83 pulgadas) 4-ruedas: 1457 mm (57.36 pulgadas)
	Longitud total ²	3-ruedas: 961 mm (37.83 pulgadas) 4-ruedas: 1000 - 1036 mm (39.37 - 40.79 pulgadas)
	Anchura total ²	3 y 4-ruedas: 494 mm (19.45 pulgadas)
	Tipo de rueda	3-ruedas: Frontal: 203 mm (2 pulgadas x 8 pulgadas) macizas 4-ruedas: Frontal: 178 mm (2 pulgadas x 7 pulgadas) macizas 3 y 4-ruedas: Posterior: 203 mm (2.5 pulgadas x 8 pulgadas) macizas
	Autonomía por carga ^{1, 4, 7}	3-ruedas: (12Ah) Hasta 8.85 km (5.5 millas) (18Ah) Hasta 14.5 km (9 millas) Hasta 18.3 km (11.3 millas) con 99.79 kg (220 libras) 4-ruedas: (12Ah) Hasta 10.62 km (6.6 millas) (18Ah) Hasta 16.7 km (10.4 millas) Hasta 22.1 km (13.8 millas) con 99.79 kg (220 libras)
	Peso total sin paquete de baterías ⁵	3-wheel: 35.3 kg (77.8 libras) 4-wheel: 37.7 kg (83 libras)
	Pieza más pesada una vez desmontado (sección frontal)	3-ruedas: 13.6 kg (30 libras) 4-ruedas: 15.9 kg (35 libras)
	Asiento estándar	Tipo: Plástico moldeado, Espalda de malla Material: vinilo negro Anchura: 432 mm (17 pulgadas) Profundidad: 432 mm (17 pulgadas) Peso: 10.4 kg (23 libras)
	Sistema automotor	Tracción posterior, transeje sellado con motor CC de 24 voltios
	Sistema de frenos dual	Recuperación y electromecánico
	Requisitos de las baterías ^{3, 7}	Tipo: Dos 12V, ácido de plomo sellado, no derramable, ciclo profundo
	Peso del paquete de baterías ^{6, 7}	12 Ah paquete de baterías: 8.75 kg (19.5 libras) 18 Ah paquete de baterías: 13.4 kg (29.6 libras)
	Cargador de batería	SC402E, SC442E: 2 amp Cargador externo SC442EMS: 3.5 amp Cargador externo
	Fuerza operativa rueda libre	Inferior a 60 N
	Fuerza de operación del control de conducción	Inferior a 5 N
	Inclinación máxima	3 y 4-ruedas: 10.5% (6°)
	Cap. máx. de sortear obstáculos (ascendente/descendente)	3-ruedas: 60 mm (2.36 pulgadas) 4-ruedas: 50 mm (1.97 pulgadas)
	Altura del asiento a la plataforma	3-ruedas: 418 - 455 mm (16.46 - 17.91 pulgadas) 4-ruedas: 416 - 453 mm (16.38 - 17.83 pulgadas)
	Altura del asiento	3 y 4-ruedas: 425 mm (16.73 pulgadas)
	Altura total	3 y 4-ruedas: 907 - 944 mm (35.71 - 37.17 pulgadas)
	Nivel sonoro (ponderado con A)	Inferior a 65 dB

Product Specifications Sheet

D

E

F

G

H

I

A

B

C

	Model Numbers	3-wheel: SC402E; 4-wheel: SC442E, SC442EMS
	Class	A
	Weight Capacity	300 lbs. (136 kg; 21 stone 6 lbs.)
	Speed (Maximum) ¹	3 and 4-wheel: Up to 4.23 mph (6.8 km/h)
	Ground Clearance ²	3-wheel: 1.26 in. (32 mm) at transaxle 4-wheel: 1.34 in. (34 mm) at transaxle
	Turning Radius ²	3-wheel: 31.1 in. (790 mm) 4-wheel: 37 in. (940 mm)
	Reversing Width (K-turn) ²	3-wheel: 47.83 in. (1215 mm) 4-wheel: 57.36 in. (1457 mm)
	Overall Length ²	3-wheel: 36.97 - 37.83 in. (939 - 961 mm) 4-wheel: 39.37 - 40.79 in. (1000 - 1036 mm)
	Overall Width ²	3 and 4-wheel: 19.45 in. (494 mm)
	Tires	3-wheel Front: 2 in. x 8 in. (203 mm) solid 4-wheel Front: 2 in. x 7 in. (178 mm) solid 3 and 4-wheel Rear: 2.5 in. x 8 in. (203 mm) solid
	Range Per Charge ^{1, 4, 7}	3-wheel: (12Ah) Up to 5.5 miles (8.85 km) (18Ah) Up to 9 miles (14.5 km) Up to 11.3 miles (18.3 km) at 220 lbs. (99.79 kg) 4-wheel: (12Ah) Up to 6.6 miles (10.62 km) (18Ah) Up to 10.4 miles (16.7 km) Up to 13.8 miles (22.1 km) at 220 lbs. (99.79 kg)
	Total Weight Without Batteries ⁵	3-wheel: 77.8 lbs. (35.3 kg) 4-wheel: 83 lbs. (37.7 kg)
	Heaviest Pieces When Disassembled (Front Section)	3-wheel: 30 lbs. (13.6 kg) 4-wheel: 35 lbs. (15.9 kg)
	Standard Seating	Type: Molded Plastic, Mesh Back Material: Black Vinyl Width: 17 in. (432 mm) Depth: 17 in. (432 mm) Weight: 23 lbs. (10.4 kg)
	Drive System	Rear-wheel drive, sealed transaxle, 24-volt DC motor
	Dual Braking System	Regenerative and electromechanical
	Battery Requirements ^{3, 7}	Type: Two 12-volt, sealed lead-acid, non-spillable deep-cycle
	Battery Pack Weight ^{6, 7}	12Ah battery pack: 19.5 lbs. (8.75 kg) 18Ah battery pack: 29.6 lbs. (13.4 kg)
	Battery Charger	SC402E, SC442E: 2 amp off-board charger SC442EMS: 3.5 amp off-board charger
	Freewheel Operational Force	Less than 60 N
	Drive Control Operational Force	Less than 5 N
	Maximum Rated Slope	3 and 4-wheel: 6° (10.5%)
	Maximum Obstacle Climbing Ability (Ascending/Descending)	3-wheel: 2.36 in. (60 mm) 4-wheel: 1.97 in. (50 mm)
	Seat to Deck Height	3-wheel: 16.46 - 17.91 in. (418 - 455 mm) 4-wheel: 16.38 - 17.83 in. (416 - 453 mm)
	Seat Height	3 and 4-wheel: 16.73 in. (425 mm)
	Overall Height	3 and 4-wheel: 35.71 - 37.17 in. (907 - 944 mm)
	Measured Sound Level (A-weighted)	Less than 65 dB

¹ Varies with user weight, terrain type, battery amp-hour rating (Ah), battery charge, battery condition, tire type and tire condition. This specification can be subject to a variance of +10%, -5%.

² Due to manufacturing tolerances and continual product improvement, this specification can be subject to a variance of (+ or -) 3%.

³ AGM, Gel-Cell, Lithium-ion, or Hybrid Gel (Hybrid Gel is defined as Nano Silica Gel Electrolyte with High Quality Glass Mat Separators) type required. See III. "Batteries and Charging."

⁴ Tested in accordance with ANSI/RESNA, WC Vol 2, Section 4 & ISO 7176-4 standards. Results derived from theoretical calculation based on battery specifications and drive system performance. Test conducted at maximum weight capacity.

⁵ Includes standard seat.

⁶ Battery weight may vary based on manufacturer.

⁷ Unit configured with 12Ah batteries does not comply with AS 3695.2 and EN12184 standards.


NOTE: This product conforms to all applicable ANSI/RESNA, ISO 7176 series, AS 3695.2, and EN12184 standards. All specifications subject to change without notice.

LET OP: Dit product voldoet aan alle geldende ANSI/RESNA, ISO 7176-serie, AS 3695.2, en EN12184 normen. Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden veranderd.

NOTA: Este producto cumple con todas las normas ANSI/RESNA, la serie ISO 7176, AS 3695.2, y normas EN12184. Todas las especificaciones pueden modificarse sin previo aviso.



Specifications de Produit




	Numéro du modèle	3-roues: SC402E; 4-roues: SC442E, SC442EMS
	Catégorie d'usage	A
	Capacité de poids	136 kg (300 lb)
	Vitesse maximale ¹	3 et 4-roues: 6.8 km/h (4.23 mph)
D	Dégagement au sol ²	3-roues: 32 mm (1.26 po) à la boîte-pont 4-roues: 34 mm (1.34 po) à la boîte-pont
E	Rayon de braquage ²	3-roues: 790 mm (31.1 po) 4-roues: 940 mm (37 po)
	Largeur de marche arrière (K-tour) ²	3-roues: 1215 mm (47.83 po) 4-roues: 1457 mm (57.36 po)
F	Longueur hors-tout ²	3-roues: 961 mm (37.83 po) 4-roues: 1000 - 1036 mm (37.37 - 40.79 po)
G	Largeur hors-tout ²	3 et 4-roues: 494 mm (19.45 po)
	Pneus	3-roues: Avant: 203 mm (2 po x 8 po) solide 4-roues: Avant: 178 mm (2 po x 7 po) solide 3 et 4-roues: Arrière: 203 mm (2.5 po x 8 po) solide
	Autonomie ^{1, 4, 7}	3 roues : (12 Ah) Jusqu'à 8.85 km (5.5 miles) (18 Ah) Jusqu'à 14.5 km (9 miles) Jusqu'à 18.3 km (11.3 miles) à 99.79 kg (220 lb.) 4 roues : (12 Ah) Jusqu'à 10.62 km (6.6 miles) (18 Ah) Jusqu'à 16.7 km (10.4 milles) Jusqu'à 22.1 km (13.8 miles) à 99.79 kg (220 lb.)
	Poids total sans les batteries ⁵	3-roues: 35.3 kg (77.8 lb) 4-roues: 37.7 kg (83 lb)
	Composante la plus lourde	3-roues: 13.6 kg (30 lb) 4-roues: 15.9 kg (35 lb)
H	Siège standard	Type: Plastique moulé, Dos en maille Recouvrement: Vinyle noir De large: 432 mm (17 po) De profond: 432 mm (17 po) Poids: 10.4 kg (23 lb)
I		
	Rouage d'entraînement	Roues motrices à l'arrière, moteur 24-volt DC à essieu scellé
	Système de frein double	Regeneratif et électromécanique
	Spécifications des batteries ^{3, 7}	Type: Deux batteries au plomb scellées 12 volts, à cycle profond, anti-débordement
	Poids des batteries ^{6, 7}	12 Ah module a batterie: 8.75 kg (19.5 lb) 18 Ah module a batterie: 13.4 kg (29.6 lb)
	Chargeur à batterie	SC402E, SC442E: 2 amp Chargeur externe SC442EMS: 3.5 amp Chargeur externe
	Force opérationnelle roue libre	Inférieur á 60 N
	Force opérationnelle du contrôle d'entrainment	Inférieur á 5 N
	Pente maximale nominale	3 et 4-roues: 10.5% (6°)
	Obstacle maximal (croissant/décroissant)	3-roues: 60 mm (2.36 po) 4-roues: 50 mm (1.97 po)
A	Du siège au support pied hauteur	3-roues: 418 - 455 mm (16.46 - 17.91 po) 4-roues: 416 - 453 mm (16.38 - 17.83 po)
B	Hauteur du siège	3 et 4-roues: 425 (16.73 po)
C	Hauteur totale	3 et 4-roues: 907 - 944 mm (35.71 - 37.17 po)
	Niveau sonore mesuré (pondéré A)	Inférieur á 65 dB

- ¹Varie en fonction du poids de l'utilisateur, de terrain, du format (Ah), de l'état et du niveau de charge des batteries et de l'état des pneus. Cette spécification est sujette à une variation de +10%, -5%.
- ²En fonction des exigences de fabrication et des améliorations apportées au produit, il se peut que cette spécification fluctue de (+ ou -) 3%.
- ³Type AGM, Gel-Cell, Lithium-ion, ou Gel hybride (Le Gel hybride est défini comme électrolyte de gel de silice nano avec des séparateurs de tapis de verre de haute qualité) requis. Voyez la section III. "Batteries et recharge".
- ⁴Test selon la norme ANSI/RESNA, WC Vol 2, Section 4 & ISO 7176-4 standards. Résultats théoriques obtenus à partir des calculs bases sur les spécifications des batteries et du système d'entraînement. Testé au poids maximal permis.
- ⁵Incluant siège standard.
- ⁶Le poids des batteries peut varier en fonction du fabricant.
- ⁷Unité configuré avec batteries de 12 Ah ne se conforme pas à l'AS 3695.2 et EN12184 normes.

NOTE: Ce produit est conforme à toutes les normes ANSI/RESNA, ISO 7176 Serie, AS 3695.2, et EN12184 applicables. Toutes les spécifications sont sujettes aux changements sans préavis.

Produkt Datenblatt




	Modellnummer	3-rad: SC402E; 4-rad: SC442E, SC442EMS
	Anwendungsklasse	A
	Zuladung	136 kg (300 lbs.)
	Höchstgeschwindigkeit ¹	3 und 4-rad: 6,8 km/h (4,23 mph)
D	Bodenfreiheit ²	3-rad: 32 mm (1,26 in.) am getriebe 4-rad: 34 mm (1,34 in.) am getriebe
E	Wenderadius ²	3-rad: 790 mm (31,1 in.) 4-rad: 940 mm (37 in.)
	Zum Wenden erforderliche Breite (3 Züge) ²	3-rad: 1215 mm (47,83 in.) 4-rad: 1457 mm (57,36 in.)
F	Gesamtlänge ²	3-rad: 961 mm (37,83 in.) 4-rad: 1000 - 1036 mm (39,37 - 40,79 in.)
G	Gesamtbreite ²	3 und 4-rad: 494 mm (19,45 in.)
	Reifen	3-rad: Vorn: 203 mm (2 in. x 8 in.) solid 4-rad: Vorn: 178 mm (2 in. x 7 in.) solid 3- und 4-rad: Hinten: 203 mm (2,5 in. x 8 in.) solid
	Reichweite ^{1, 4, 7}	3-Rad: (12 Ah) Bis zu 8,85 km (5,5 miles) (18 Ah) Bis zu 14,5 km (9 miles) Bis zu 18,3 km (11,3 miles) bei 99,79 kg (220 lbs.) 4-Rad: (12 Ah) Bis zu 10,62 km (6,6 miles) (18 Ah) Bis zu 16,7 km (10,4 miles) Bis zu 22,1 km (13,8 miles) bei 99,79 kg (220 lbs.)
	Gesamtgewicht ohne Batterien ⁵	3-rad: 35,3 kg (77,8 lbs.) 4-rad: 37,7 kg (83 lbs.)
	Schwerstes Teil in abgebauten Zustand (Vorderseite)	3-rad: 13,6 kg (30 lbs.) 4-rad: 15,9 kg (35 lbs.)
H	Standard Sitz	Typ: Geformter Kunststoff, Netzrücken Material: Schwarzes Vinyl Breite: 432 mm (17 in.) Tiefe: 432 mm (17 in.) Gewicht: 10,4 kg (23 lbs.)
I		
	Antrieb	Hinterradantrieb, abgedichtetes Differentialgetriebe 24V DC (Gleichstrom) Motor
	Doppelbremssystem	Rückkoppelnd und elektromechanisch
	Batterianforderung ^{3, 7}	Typ: Zwei 12 Volt, versiegelte Bleisäure, nicht auslaufend, tiefzyklusfähig
	Gewicht ^{6, 7}	12 Ah Batteriepack: 8,75 kg (19,5 lbs.) 18 Ah Batteriepack: 13,4 kg (29,6 lbs.)
	Batterieładegerät	SC402E, SC442E: 2 amp Extern SC442EMS: 3,5 amp Extern
	Freilauf betriebskraft	Unter 60 N
	Betriebskraft van antriebssteuerung	Unter 5 N
	Maximal zulässige Steigung	3 und 4-rad: 10.5% (6°)
	Max. Stufenüberwindung (Auf-/Abfahrt)	3-rad: 60 mm (2,36 in.) 4-rad: 50 mm (1,97 in.)
A	Höhe vom Sitz bis zum Fußstütze	3-rad: 418 - 455 mm (16,46 - 17,91 in.) 4-rad: 416 - 453 mm (16,38 - 17,83 in.)
B	Sitzhöhe	3 und 4-rad: 425 (16,73 in.)
C	Gesamthöhe	3 und 4-rad: 907 - 944 mm (35,71 - 37,17 in.)
	Gemessener Schallpegel (A-bewertet)	Unter 65 dB

- ¹Variiert mit dem Benutzergewicht, Geländetyp, Batteriestärke (Ah Auslegung), Batterieładezustand, Batteriezustand und Reifenzustand. Können die Daten dieser Spezifikation um plus (+) 10%, minus (-) 5% abweichen.
- ²Aufgrund von Herstellungstoleranzen und der kontinuierlichen Produktverbesserung können die Daten dieser Spezifikation um plus (+) oder minus (-) 3% abweichen.
- ³AGM-, Gel-Cell-, Lithium-Ionen, oder Hybridgel-Typ (Hybridgel ist definiert als Nano-Silica-Gel-Elektrolyt mit hochwertigen Glasmatten-Separatoren) erforderlich. Siehe III. „Batterien und Aufladung.“
- ⁴Nach Standard ANSI/RESNA, Elektrorollstuhl Vol. 2 Kapitel 4 & ISO 7176-4 gepueft. Die Ergebnisse wurden durch Kalkulation der Batteri Spezifikationen und der Leistung des Antriebs-System theoretisch erreicht. Der Test wurde mit maximaler Gewichts-Kapazitaet durchgeführt.
- ⁵Einschließlich Standardsitz.
- ⁶Gewicht der Batterie kann nach Hersteller variieren.
- ⁷Einheit Konfiguriert mit 12 Ah Batterien nicht mit AS 3695,2 und EN12184 Normen.

HINWEIS: Dieses Produkt entspricht allen geltenden ANSI/RESNA, ISO 7176-Serie, AS 3695.2, und EN12184-Standards. Alle Werte können sich ohne Hinweis ändern.

Foglio delle Specifiche Tecniche



	Modello	3-ruote: SC402E; 4-ruote: SC442E, SC442EMS
	Classe di utilizzo	A
	Portata massima	136 kg
	Velocita (massima) ¹	3 e 4-ruote: 6,8 km/h
D	Altezza da terra ²	3-ruote: 32 mm al cambio 4-ruote: 34 mm al cambio
E	Raggio di sterzata ²	3-ruote: 790 mm 4-ruote: 940 mm
	Inversione della larghezza (K turn) ²	3-ruote: 1215 mm 4-ruote: 1457 mm
F	Lunghezza ²	3-ruote: 961 mm 4-ruote: 1000 - 1036 mm
G	Larghezza ²	3 e 4-ruote: 494 mm
	Ruote	3-ruote: Anteriore: 203 mm solido 4-ruote: Anteriore: 178 mm solido 3- e 4-ruote: Posteriore: 203 mm solido
	Autonomia per ciclo di carica ^{1, 4, 7}	3 ruote: (12Ah) Fino a 8,85 km (18Ah) Fino a 14,5 km Fino a 18,3 km a 99,79 kg 4 ruote: (12Ah) Fino a 10,62 km (18Ah) Fino a 16,7 km Fino a 22,1 km a 99,79 kg
	Peso totale escluse le batterie ⁵	3-ruote: 35,3 kg 4-ruote: 37,7 kg
	Pezzi più pesante (quando smontato) (Sezione anteriore)	3-ruote: 13,6 kg 4-ruote: 15,9 kg
H	Seduta standard	Tipo: Plastica stampata, Con schienale abbattibile Materiale: Vinile nero Lunghezza: 432 mm Profondità: 432 mm Peso: 10,4 kg
I		
	Sistema trazione	Posteriore, differenziale sigillato, motore da 24 Volt DC
	Doppio sistema frenante	Rigenerativo ed elettromeccanico
	Requisiti batteria ^{3, 7}	Tipo: Due 12 volt, sigillato acido-piombo, non centrifugabile, a ciclo profondo
	Peso della batteria ^{6, 7}	12 Ah di pacco batteria: 8,75 kg 18 Ah di pacco batteria: 13,4 kg
	Caricabatteria	SC402E, SC442E: 2 amp SC442EMS: 3,5 amp esterno in dotazione
	Ruota libera forza operativa	Meno di 60 N
	Fuerza de operación del controllo di guida	Meno di 5 N
	Pendenza massima stimata	3 e 4-ruote: 10,5% (6°)
	Pendenza massima di sicurezza (Ascendente/Discendente)	3-ruote: 60 mm 4-ruote: 50 mm
A	Altezza da poggiapiedi alla seduta	3-ruote: 418 - 455 mm 4-ruote: 416 - 453 mm
B	Altezza della seduta	3 e 4-ruote: 425 mm
C	Altezza totale	3 e 4-ruote: 907 - 944 mm
	Livello sonoro misurato	Meno di 65 dB

- ¹Variabile a seconda del peso dell'utente, della tipologia del fondo stradale, dello stato di carica e di usura delle batterie, e delle condizioni dei pneumatici. Le misure possono variare fino a +10%, -5%.
- ²A causa delle tolleranze di produzione e al continuo miglioramento del prodotto, la presente specifica può essere soggetta ad una variazione pari a (+ o -) 3%.
- ³È richiesto AGM, gel-cella, Agli ioni di litio, o gel ibrido (Gel ibrido è definito come elettrolita di gel di silice nano con separatori in vetro di alta qualità). Vedere il paragrafo III. "Batterie e ricarica".
- ⁴Testato in conformità con gli standard ANSI/RESNA, WC Vol 2, Sezione 4 & ISO 7176-4. Risultati derivati da calcoli teorici basati sulle specifiche delle batterie e sulle prestazioni del sistema di trazione. Test condotto alla massima capacità di carico.
- ⁵Comprende sedile standard.
- ⁶Il peso della batteria può variare a seconda del produttore.
- ⁷Unità configurato con batterie da 12 Ah non è conforme agli standard AS 3695.2 e EN12184.

NOTA: Questo prodotto è conforme a tutte le normative ANSI/RESNA, ISO 7176 Series, AS 3695.2, e Norme EN12184. Tutte le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.