

TRU BALANCE® 4

SYSTÈMES DE POSITIONNEMENT MOTORISÉ
AVEC BASCULE ANTÉRIEURE

TRU-Balance® 4 avec
bascule antérieure
montré sur Stretto



BARRE THORACIQUE



BLOCS DE GENOUX



PALETTE CENTRALE À DOUBLE ACTION



TRU-Balance® 4 avec
bascule antérieure
montré sur Stretto

Options de bascule antérieure :

10° | 20° | 30°

Jusqu'à 8 positions de siège à
mémoire personnalisables

La palette centrale s'abaisse pour
faciliter les transferts

Disponible sur Stretto, Edge® 3 et 4Front®
2 au lancement

SPÉCIFICATIONS :

Dimensions des assises : 16" L x 14" P - 22" L x 22" P

Plage de la bascule antérieure : 0-30° avec des plages de 0-10°, 0-20° et 0-30°

Plage de la bascule postérieure : 0-49°

Plage du dossier motorisé : 85-165°

Plage d'articulation de la palette centrale : 0-7.25"

AFP elevation range: 85-165°

Vitesses du fauteuil en bascule antérieure TRU-Balance® 4 :

Jusqu'à 10° de bascule antérieure, élévation de l'assise complète : 3.2 km/h

10-20° de bascule antérieure, 6" et moins d'élévation de l'assise : 0.8 km/h

10-20° de bascule antérieure, plus de 6" d'élévation de l'assise : interdiction de conduite

Plus de 20° de bascule antérieure : interdiction de conduite