Products Available with Lithium Battery Technology

For information on your specific mobility product's lithium-ion battery warranty, scan the QR code or visit https://www.pridemobility.com/technology/lithium-battery.asp

Lithium Battery Advantage
We are excited that several Pride Mobility products are available with optional lithium batteries. Lithium-ion technology provides:

- Faster charging time
- Sustained power performance
- Lighter battery weight
- More usable energy
- Longer battery life
- Smart battery protection

The FAA allows lithium batteries up to 300Wh on airplanes. Contact the airline directly and refer to 49 CFR 175.10(a)(17) for any additional requirements and conditions that might apply.

Refer to the following tables for specific product and battery information.

Power Chairs	Battery Size	Total Watt	Warranty
Jazzy® Carbon 27X*	25.2V, 10Ah	252Wh	13-month limited (U.S. and Canada) 1-year limited (France) 6-month limited (Spain)
Jazzy® Ultra Light (Travel Battery)*	25.2V, 10Ah	252Wh	13-month limited (U.S. and Canada) 1-year limited (France) 6-month limited (Spain)
Jazzy® Passport (Travel Battery)*	25.2V, 10.4Ah	262Wh	13-month limited (U.S. and Canada) 1-year limited (France) 6-month limited (Spain)
Jazzy® Carbon*	24V, 12Ah	288Wh	1-year limited (U.S., Canada, and France) 6-month limited (Spain)
Jazzy® Carbon 27*	24V, 12Ah	288Wh	1-year limited (U.S., Canada, and France) 6-month limited (Spain)
Jazzy® Passport**	25.2V, 18.2Ah	458Wh	13-month limited (U.S. and Canada) 1-year limited (France) 6-month limited (Spain)
Jazzy® Carbon HD**	24V, 20Ah	480Wh	1-year limited (U.S., Canada, and France) 6-month limited (Spain)
Jazzy® Ultra Light**	25.2V, 20Ah	504Wh	13-month limited (U.S. and Canada) 1-year limited (France) 6-month limited (Spain)
Jazzy® EVO 613 Li**	25.6V, 32.4Ah	829Wh	3-year limited (U.S. and Canada) 1-year limited (France) 6-month limited (Spain)

NOTE: Transport of this item on commercial aircraft is subject to federal regulations and airline policy. Please consult your airline prior to your flight to ensure your mobility device and its lithium-ion batteries are permitted.

****NOTE: Batteries are not airline-compliant.***

Products Available with Lithium Battery Technology

Scooter/Travel	Battery Size	Total Watt	Warranty
iRide® 2/iCRUISE*	37V, 5.2Ah	192Wh	1-year limited (U.S., Canada, and France) 6-month limited (Spain)
Go Go® Endurance Li 8Ah*	25.6V, 8Ah	204Wh	2-year limited (U.S. and Canada) 1-year limited (France) 6-month limited (Spain)
i-Go™*	25.2V, 9.6Ah	242Wh	1-year limited (U.S., Canada, and France) 6-month limited (Spain)
Go Go® Carbon*	24V, 12Ah	288Wh	1-year limited (U.S., Canada, and France) 6-month limited (Spain)
Go Go® Super Portable*	25.6V, 11.7Ah	300Wh	2-year limited (U.S. and Canada) 1-year limited (France) 6-month limited (Spain)
Go Go® Endurance Li 16Ah Maxx**	25.6V, 16Ah	409Wh	2-year limited (U.S. and Canada) 1-year limited (France) 6-month limited (Spain)
BAJA® Bandit**	38.4V, 20Ah	768Wh	3-year limited (U.S. and Canada) 1-year limited (France) 6-month limited (Spain)
	38.4V, 40Ah	1536Wh	
Pursuit 2**	25.6V, 50Ah	1280Wh	2-year limited (U.S. and Canada) 1-year limited (France) 6-month limited (Spain)

NOTE: Transport of this item on commercial aircraft is subject to federal regulations and airline policy. Please consult your airline prior to your flight to ensure your mobility device and its lithium-ion batteries are permitted.

****NOTE: Batteries are not airline-compliant.***

Products Available with Lithium Battery Technology

Pour plus d'informations sur la garantie de la batterie lithium-ion de votre produit de mobilité spécifique, scannez le code QR ou visitez https://www.pridemobility.com/technology/lithium-battery.asp

Avantage de la batterie au lithium

Nous sommes ravis que plusieurs produits Pride Mobility soient disponibles avec des batteries au lithium en option. La technologie lithium-ion offre:

- Temps de charge plus rapide
- Performances énergétiques soutenues
- Poids de la batterie plus léger
- Plus d'énergie utilisable
- Durée de vie de la batterie plus longue
- Protection intelligente de la batterie

La FAA autorise les batteries au lithium jusqu'à 300 Wh dans les avions. Contactez directement la compagnie aérienne et reportez-vous au 49 CFR 175.10(a)(17) pour toute exigence et condition supplémentaire qui pourrait s'appliquer.

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour obtenir des informations spécifiques sur le produit et la batterie.

Fauteuil roulant électrique	Taille de la batterie	Puissance totale	Garantie
Jazzy® Carbon 27X*	24V, 10Ah	240Wh	Limitée de 13 mois(États-Unis et Canada) 1 an limité (France) Limitée à 6 mois (Espagne)
Jazzy® Ultra Light (Batterie de voyage)*	25.2V, 10Ah	252Wh	Limitée de 13 mois(États-Unis et Canada) 1 an limité (France) Limitée à 6 mois (Espagne)
Jazzy® Passport (Batterie de voyage)*	25.2V, 10.4Ah	262Wh	Limitée de 13 mois(États-Unis et Canada) 1 an limité (France) Limitée à 6 mois (Espagne)
Jazzy® Carbon*	24V, 12Ah	288Wh	1 an limité (États-Unis, Canada et France) Limitée à 6 mois (Espagne)
Jazzy® Carbon 27*	24V, 12Ah	288Wh	1 an limité (États-Unis, Canada et France) Limitée à 6 mois (Espagne)
Jazzy® Passport**	25.2V, 18.2Ah	458Wh	Limitée de 13 mois(États-Unis et Canada) 1 an limité (France) Limitée à 6 mois (Espagne)
Jazzy® Carbon HD**	24V, 20Ah	480Wh	1 an limité (États-Unis, Canada et France) Limitée à 6 mois (Espagne)
Jazzy® Ultra Light**	25.2V, 20Ah	504Wh	Limitée de 13 mois(États-Unis et Canada) 1 an limité (France) Limitée à 6 mois (Espagne)
Jazzy® EVO 613 Li**	25.6V, 32.4Ah	829Wh	Limitée de 3 ans (États-Unis et Canada) 1 an limité (France) Limitée à 6 mois (Espagne)

Remarque: le transport de cet article à bord d'un avion commercial est soumis aux réglementations fédérales et à la politique des compagnies aériennes. Veuillez consulter votre compagnie aérienne avant votre vol pour vous assurer que votre appareil de mobilité et ses batteries lithium-ion sont autorisés.

****Remarque: Les batteries ne sont pas conformes aux normes aériennes.***

Products Available with Lithium Battery Technology

Scooters de mobilité	Taille de la batterie	Puissance totale	Garantie
iRide® 2/iCRUISE*	37V, 5.2Ah	192Wh	1 an limité (États-Unis, Canada et France) Limitée à 6 mois (Espagne)
Go Go® Endurance Li 8Ah*	25.6V, 8Ah	204Wh	Limitée de 2 ans (États-Unis et Canada) 1 an limité (France) Limitée à 6 mois (Espagne)
i-Go™*	25.2V, 9.6Ah	242Wh	1 an limité (États-Unis, Canada et France) Limitée à 6 mois (Espagne)
Go Go® Carbon*	24V, 12Ah	288Wh	1 an limité (États-Unis, Canada et France) Limitée à 6 mois (Espagne)
Go Go® Super Portable*	25.6V, 11.7Ah	300Wh	Limitée de 2 ans (États-Unis et Canada) 1 an limité (France) Limitée à 6 mois (Espagne)
Go Go® Endurance Li 16Ah Maxx**	25.6V, 16Ah	409Wh	Limitée de 2 ans (États-Unis et Canada) 1 an limité (France) Limitée à 6 mois (Espagne)
BAJA® Bandit**	38.4V, 20Ah	768Wh	Limitée de 3 ans (États-Unis et Canada) 1 an limité (France) Limitée à 6 mois (Espagne)
	38.4V, 40Ah	1536Wh	
Pursuit 2**	25.6V, 50Ah	1280Wh	Limitée de 2 ans (États-Unis et Canada) 1 an limité (France) Limitée à 6 mois (Espagne)

Remarque: le transport de cet article à bord d'un avion commercial est soumis aux réglementations fédérales et à la politique des compagnies aériennes. Veuillez consulter votre compagnie aérienne avant votre vol pour vous assurer que votre appareil de mobilité et ses batteries lithium-ion sont autorisés.

****Remarque: Les batteries ne sont pas conformes aux normes aériennes.***

Products Available with Lithium Battery Technology

Para obtener información sobre la garantía de la batería de iones de litio de su producto de movilidad específico, escanee el código QR o visite https://www.pridemobility.com/technology/lithium-battery.asp

Ventaja de la batería de litio
Estamos entusiasmados de que varios productos Pride Mobility estén disponibles con baterías de litio opcionales. La tecnología de iones de litio proporciona:

- Tiempo de carga más rápido
- Rendimiento de potencia sostenida
- Peso de la batería más ligero
- Más energía utilizable
- Mayor duración de la batería
- Protección de batería inteligente

La FAA permite baterías de litio de hasta 300Wh en aviones. Comuníquese directamente con la aerolínea y consulte 49 CFR 175.10(a)(17) para conocer los requisitos y condiciones adicionales que puedan aplicarse.

Consulte la siguiente tabla para obtener información específica sobre el producto y la batería.

Silla eléctrica	Tamaño de la batería	Vatios totales	Garantía
Jazzy® Carbon 27X*	24V, 10Ah	240Wh	13 meses limitada (Estados Unidos y Canadá) Limitada de 1 año (Francia) 6 meses limitada (España)
Jazzy® Ultra Light (Batería de viaje)*	25.2V, 10Ah	252Wh	13 meses limitada (Estados Unidos y Canadá) Limitada de 1 año (Francia) 6 meses limitada (España)
Jazzy® Passport (Batería de viaje)*	25.2V, 10.4Ah	262Wh	13 meses limitada (Estados Unidos y Canadá) Limitada de 1 año (Francia) 6 meses limitada (España)
Jazzy® Carbon*	24V, 12Ah	288Wh	Limitada de 1 año (Estados Unidos, Canadá y Francia) 6 meses limitada (España)
Jazzy® Carbon 27*	24V, 12Ah	288Wh	Limitada de 1 año (Estados Unidos, Canadá y Francia) 6 meses limitada (España)
Jazzy® Passport**	25.2V, 18.2Ah	458Wh	13 meses limitada (Estados Unidos y Canadá) Limitada de 1 año (Francia) 6 meses limitada (España)
Jazzy® Carbon HD**	24V, 20Ah	480Wh	Limitada de 1 año (Estados Unidos, Canadá y Francia) 6 meses limitada (España)
Jazzy® Ultra Light**	25.2V, 20Ah	504Wh	13 meses limitada (Estados Unidos y Canadá) Limitada de 1 año (Francia) 6 meses limitada (España)
Jazzy® EVO 613 Li**	25.6V, 32.4Ah	829Wh	Limitada de 3 años (Estados Unidos y Canadá) 1 año limitada (Francia) 6 meses limitada (España)

NOTA: El transporte de este artículo en aviones comerciales está sujeto a las normas federales y la política de la aerolínea. Consulte a su aerolínea antes de su vuelo para asegurarse de que su dispositivo de movilidad y sus baterías de iones de litio estén permitidas.

****NOTA: Las baterías no cumplen con las normas de las aerolíneas.***

Products Available with Lithium Battery Technology

Scooter/Viaje	Tamaño de la batería	Vatios totales	Garantía
iRide® 2/iCRUISE*	37V, 5.2Ah	192Wh	Limitada de 1 año (Estados Unidos, Canadá y Francia) 6 meses limitada (España)
Go Go® Endurance Li 8Ah*	25.6V, 8Ah	204Wh	Limitada de 2 años (Estados Unidos y Canadá) 1 año limitada (Francia) 6 meses limitada (España)
i-Go™*	25.2V, 9.6Ah	242Wh	Limitada de 1 año (Estados Unidos, Canadá y Francia) 6 meses limitada (España)
Go Go® Carbon*	24V, 12Ah	288Wh	Limitada de 1 año (Estados Unidos, Canadá y Francia) 6 meses limitada (España)
Go Go® Super Portable*	25.6V, 11.7Ah	300Wh	Limitada de 2 años (Estados Unidos y Canadá) 1 año limitada (Francia) 6 meses limitada (España)
Go Go® Endurance Li 16Ah Maxx**	25.6V, 16Ah	409Wh	Limitada de 2 años (Estados Unidos y Canadá) 1 año limitada (Francia) 6 meses limitada (España)
BAJA® Bandit**	38.4V, 20Ah	768Wh	Limitada de 3 años (Estados Unidos y Canadá) 1 año limitada (Francia) 6 meses limitada (España)
	38.4V, 40Ah	1536Wh	
Pursuit 2**	25.6V, 50Ah	1280Wh	Limitada de 2 años (Estados Unidos y Canadá) 1 año limitada (Francia) 6 meses limitada (España)

NOTA: El transporte de este artículo en aviones comerciales está sujeto a las normas federales y la política de la aerolínea. Consulte a su aerolínea antes de su vuelo para asegurarse de que su dispositivo de movilidad y sus baterías de iones de litio estén permitidas.

****NOTA: Las baterías no cumplen con las normas de las aerolíneas.***